

IMPLANTÁTY

KATALOG



TTA Implantáty MEDIN NEREZOVÉ

K Dráty Trokar / Válec

K Dráty Trokar / Ploška



06-129093001	MEDIN K- drát 1,5 mm, L 300 mm, Trokar / Ploška, 10ks	1 160 Kč
06-129093011	MEDIN K- drát 1,8 mm, L 300 mm, Trokar / Ploška, 10ks	1 160 Kč
06-129093031	MEDIN K- drát 2,0 mm, L 300 mm, Trokar / Ploška, 10ks	1 160 Kč
06-129093041	MEDIN K- drát 2,2 mm, L 300 mm, Trokar / Ploška, 10ks	1 160 Kč
06-129093051	MEDIN K- drát 2,5 mm, L 300 mm, Trokar / Ploška, 10ks	1 160 Kč
06-129093071	MEDIN K- drát 1,2 mm, L 160 mm, Trokar / Ploška, 10ks	1 160 Kč
06-129093091	MEDIN K- drát 1,8 mm, L 160 mm, Trokar / Ploška, 10ks	1 160 Kč
06-129093101	MEDIN K- drát 2,0 mm, L 160 mm, Trokar / Ploška, 10ks	1 160 Kč
06-129093111	MEDIN K- drát 2,5 mm, L 160 mm, Trokar / Ploška, 10ks	1 160 Kč

06-129092920	MEDIN K- drát 0,8 mm, L 160 mm, Trokar / Válec, 10ks	1 160 Kč
06-129092930	MEDIN K- drát 0,8 mm, L 200 mm, Trokar / Válec, 10ks	1 160 Kč
06-129092960	MEDIN K- drát 0,8 mm, L 300 mm, Trokar / Válec, 10ks	1 160 Kč
06-129092970	MEDIN K- drát 1,0 mm, L 300 mm, Trokar / Válec, 10ks	1 160 Kč
06-129092980	MEDIN K- drát 1,2 mm, L 300 mm, Trokar / Válec, 10ks	1 160 Kč
06-129093000	MEDIN K- drát 1,5 mm, L 300 mm, Trokar / Válec, 10ks	1 160 Kč
06-129093010	MEDIN K- drát 1,8 mm, L 300 mm, Trokar / Válec, 10ks	1 160 Kč
06-129093030	MEDIN K- drát 2,0 mm, L 300 mm, Trokar / Válec, 10ks	1 160 Kč
06-129093040	MEDIN K- drát 2,2 mm, L 300 mm, Trokar / Válec, 10ks	1 160 Kč
06-129093050	MEDIN K- drát 2,5 mm, L 300 mm, Trokar / Válec, 10ks	1 160 Kč
06-129093060	MEDIN K- drát 3,0 mm, L 300 mm, Trokar / Válec, 10ks	1 160 Kč
06-129093070	MEDIN K- drát 1,2 mm, L 160 mm, Trokar / Válec, 10ks	1 160 Kč
06-129093080	MEDIN K- drát 1,5 mm, L 160 mm, Trokar / Válec, 10 ks	1 160 Kč
06-129093090	MEDIN K- drát 1,8 mm, L 160 mm, Trokar / Válec, 10ks	1 160 Kč
06-129093100	MEDIN K- drát 2,0 mm, L 160 mm, Trokar / Válec, 10ks	1 160 Kč
06-129093110	MEDIN K- drát 2,5 mm, L 160 mm, Trokar / Válec, 10ks	1 160 Kč
06-129093120	MEDIN K- drát 3,0 mm, L 160 mm, Trokar / Válec, 10ks	1 160 Kč
06-129093130	MEDIN K- drát 3,0 mm, L 200 mm, Trokar / Válec, 10ks	1 160 Kč
06-129093140	MEDIN K- drát 1,0 mm, L 160 mm, Trokar / Válec, 10ks	1 160 Kč
06-129093150	MEDIN K- drát 4,0 mm, L 400 mm, Trokar / Válec, 10ks	1 160 Kč

K Dráty Vrtací hrot / Ploška




06-129092471	MEDIN K- drát 1,2 mm, L 160 mm, Vrtací hrot / Ploška, 10ks	1 133 Kč
06-129092491	MEDIN K- drát 1,8 mm, L 160 mm, Vrtací hrot / Ploška, 10ks	1 133 Kč
06-129092501	MEDIN K- drát 2,0 mm, L 160 mm, Vrtací hrot / Ploška, 10ks	1 133 Kč
06-129092551	MEDIN K- drát 1,5 mm, L 300 mm, Vrtací hrot / Ploška, 10ks	1 133 Kč
06-129092561	MEDIN K- drát 1,8 mm, L 300 mm, Vrtací hrot / Ploška, 10ks	1 133 Kč
06-129092571	MEDIN K- drát 2,0 mm, L 300 mm, Vrtací hrot / Ploška, 10ks	1 133 Kč
06-129092581	MEDIN K- drát 2,2 mm, L 300 mm, Vrtací hrot / Ploška, 10ks	1 133 Kč
06-129092591	MEDIN K- drát 2,5 mm, L 300 mm, Vrtací hrot / Ploška, 10ks	1 133 Kč

K Dráty Vrtací hrot / Válec




06-129092470	MEDIN K- drát 1,2 mm, L 160 mm, Vrtací hrot / Válec, 10ks	1 133 Kč
06-129092480	MEDIN K- drát 1,5 mm, L 160 mm, Vrtací hrot / Válec, 10ks	1 133 Kč
06-129092490	MEDIN K- drát 1,8 mm, L 160 mm, Vrtací hrot / Válec, 10ks	1 133 Kč
06-129092500	MEDIN K- drát 2,0 mm, L 160 mm, Vrtací hrot / Válec, 10ks	1 133 Kč
06-129092510	MEDIN K- drát 2,5 mm, L 160 mm, Vrtací hrot / Válec, 10ks	1 133 Kč
06-129092520	MEDIN K- drát 3,0 mm, L 160 mm, Vrtací hrot / Válec, 10ks	1 133 Kč
06-129092540	MEDIN K- drát 1,2 mm, L 300 mm, Vrtací hrot / Válec, 10ks	1 133 Kč
06-129092550	MEDIN K- drát 1,5 mm, L 300 mm, Vrtací hrot / Válec, 10ks	1 133 Kč
06-129092560	MEDIN K- drát 1,8 mm, L 300 mm, Vrtací hrot / Válec, 10ks	1 133 Kč
06-129092570	MEDIN K- drát 2,0 mm, L 300 mm, Vrtací hrot / Válec, 10ks	1 133 Kč
06-129092580	MEDIN K- drát 2,2 mm, L 300 mm, Vrtací hrot / Válec, 10ks	1 133 Kč
06-129092590	MEDIN K- drát 2,5 mm, L 300 mm, Vrtací hrot / Válec, 10ks	1 133 Kč
06-129092600	MEDIN K- drát 3,0 mm, L 300 mm, Vrtací hrot / Válec, 10ks	1 133 Kč
06-129092610	MEDIN K- drát 4,0 mm, L 400 mm, Vrtací hrot / Válec, 10ks	1 133 Kč

Dlahy přímé nerezové pro 2mm šrouby




06-129784350	MEDIN 2,0 dlahy přímá 4 otvory L 25 mm	682 Kč
06-129784360	MEDIN 2,0 dlahy přímá 5 otvorů L 31 mm	682 Kč
06-129784370	MEDIN 2,0 dlahy přímá 6 otvorů L 37 mm	682 Kč
06-129784380	MEDIN 2,0 dlahy přímá 7 otvorů L 43 mm	682 Kč
06-129784390	MEDIN 2,0 dlahy přímá 8 otvorů L 49 mm	682 Kč
06-129784400	MEDIN 2,0 dlahy přímá 9 otvorů L 55 mm	682 Kč
06-129784410	MEDIN 2,0 dlahy přímá 10 otvorů L 61 mm	682 Kč
06-129784420	MEDIN 2,0 dlahy přímá 11 otvorů L 67 mm	682 Kč
06-129784430	MEDIN 2,0 dlahy přímá 12 otvorů L 73 mm	682 Kč

Dlahy přímé nerezové pro 2,7mm šrouby




06-129990252	MEDIN 2,7 dlahy přímá 3 otvory L 24 mm, š 7,0 mm	682 Kč
06-129990253	MEDIN 2,7 dlahy přímá 4 otvory L 32 mm, š 7,0 mm	682 Kč
06-129990254	MEDIN 2,7 dlahy přímá 5 otvorů L 40 mm, š 7,0 mm	682 Kč
06-129990255	MEDIN 2,7 dlahy přímá 6 otvorů L 48 mm, š 7,0 mm	682 Kč
06-129990256	MEDIN 2,7 dlahy přímá 7 otvorů L 56 mm, š 7,0 mm	682 Kč
06-129990257	MEDIN 2,7 dlahy přímá 8 otvorů L 64 mm, š 7,0 mm	682 Kč




06-129784230	MEDIN 2,7 dlahy přímá 4 otvory L 25 mm, š 7,5 mm	682 Kč
06-129784240	MEDIN 2,7 dlahy přímá 5 otvorů L 31 mm, š 7,5 mm	682 Kč
06-129784250	MEDIN 2,7 dlahy přímá 6 otvorů L 37 mm, š 7,5 mm	682 Kč
06-129784260	MEDIN 2,7 dlahy přímá 7 otvorů L 43 mm, š 7,5 mm	682 Kč
06-129784270	MEDIN 2,7 dlahy přímá 8 otvorů L 49 mm, š 7,5 mm	682 Kč
06-129784280	MEDIN 2,7 dlahy přímá 9 otvorů L 55 mm, š 7,5 mm	682 Kč
06-129784290	MEDIN 2,7 dlahy přímá 10 otvorů L 61 mm, š 7,5 mm	682 Kč
06-129784300	MEDIN 2,7 dlahy přímá 11 otvorů L 67 mm, š 7,5 mm	682 Kč
06-129784310	MEDIN 2,7 dlahy přímá 12 otvorů L 73 mm, š 7,5 mm	682 Kč
06-129784320	MEDIN 2,7 dlahy přímá 13 otvorů L 79 mm, š 7,5 mm	682 Kč
06-129784330	MEDIN 2,7 dlahy přímá 14 otvorů L 85 mm, š 7,5 mm	682 Kč

Dlahy přímé nerezové pro 3,5mm šrouby




06-129770540	MEDIN 3,5 dlahá přímá 3 otvory L 24 mm	682 Kč
06-129770550	MEDIN 3,5 dlahá přímá 4 otvory L 32 mm	682 Kč
06-129770560	MEDIN 3,5 dlahá přímá 5 otvorů L 40 mm	682 Kč
06-129770570	MEDIN 3,5 dlahá přímá 6 otvorů L 48 mm	682 Kč
06-129770580	MEDIN 3,5 dlahá přímá 7 otvorů L 56 mm	682 Kč
06-129770590	MEDIN 3,5 dlahá přímá 8 otvorů L 64 mm	682 Kč

Dlahy Autokompresní pro 3,5mm šrouby




06-129771010	MEDIN Autokompresní dlahá 3,5, 3 otvory L 38 mm	938 Kč
06-129771020	MEDIN Autokompresní dlahá 3,5, 4 otvory L 50 mm	938 Kč
06-129771030	MEDIN Autokompresní dlahá 3,5, 5 otvorů L 62 mm	938 Kč
06-129771040	MEDIN Autokompresní dlahá 3,5, 6 otvorů L 74 mm	938 Kč
06-129771050	MEDIN Autokompresní dlahá 3,5, 7 otvorů L 86 mm	938 Kč
06-129771060	MEDIN Autokompresní dlahá 3,5, 8 otvorů L 98 mm	938 Kč

Dlahy Kompresní pro 3,5mm šrouby s menší plochou doteku




06-129774100	MEDIN Kompresní dlahá 3,5 se zmenšenou plochou doteku 4 otvory (f2+k2) L 59 mm	883 Kč
06-129774110	MEDIN Kompresní dlahá 3,5 se zmenšenou plochou doteku 5 otvorů (f2+k3) L 74 mm	883 Kč
06-129774120	MEDIN Kompresní dlahá 3,5 se zmenšenou plochou doteku 6 otvorů (f3+k3) L 85 mm	883 Kč
06-129774130	MEDIN Kompresní dlahá 3,5 se zmenšenou plochou doteku 7 otvorů (f3+k4) L 100 mm	883 Kč
06-129774140	MEDIN Kompresní dlahá 3,5 se zmenšenou plochou doteku 8 otvorů (f4+k4) L 111 mm	883 Kč
06-129774150	MEDIN Kompresní dlahá 3,5 se zmenšenou plochou doteku 9 otvorů (f4+k5) L 126 mm	883 Kč
06-129774160	MEDIN Kompresní dlahá 3,5 se zmenšenou plochou doteku 10 otvorů (f5+k5) L 137 mm	883 Kč

Dlahy Autokompresní Úzká pro 4,5mm šrouby




Dlahy Autokompresní Široká pro 4,5mm šrouby



06-129780760	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5 úzká 3 otvory L 55 mm	937 Kč
06-129780770	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5 úzká 4 otvory L 71 mm	937 Kč
06-129780780	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, úzká 5 otvorů L 87 mm	937 Kč
06-129780790	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, úzká 6 otvorů L 103 mm	937 Kč
06-129780800	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, úzká 7 otvorů L 119 mm	937 Kč
06-129780810	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, úzká 8 otvorů L 135 mm	937 Kč
06-129780820	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, úzká 9 otvorů L 151 mm	937 Kč
06-129780830	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, úzká 10 otvorů L 167 mm	937 Kč
06-129780840	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, úzká 11 otvorů L 183 mm	937 Kč
06-129780850	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, úzká 12 otvorů L 199 mm	937 Kč
06-129780860	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, úzká 13 otvorů L 215 mm	937 Kč
06-129780870	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, úzká 14 otvorů L 231 mm	937 Kč
06-129780880	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, úzká 15 otvorů L 247 mm	937 Kč
06-129780890	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, úzká 16 otvorů L 263 mm	937 Kč


06-129780900	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, široká 6 otvorů L 103 mm	937 Kč
06-129780910	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, široká 7 otvorů L 119 mm	937 Kč
06-129780920	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, široká 8 otvorů L 135 mm	937 Kč
06-129780930	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, široká 9 otvorů L 151 mm	937 Kč
06-129780940	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, široká 10 otvorů L 167 mm	937 Kč
06-129780950	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, široká 12 otvorů L 199 mm	937 Kč
06-129780960	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, široká 14 otvorů L 231 mm	937 Kč
06-129780970	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, široká 16 otvorů L 263 mm	937 Kč
06-129780980	MEDIN Autokompresní dlahá 4,5, široká 18 otvorů L 295 mm	937 Kč

Dlahy rekonstrukční nerezové 3,5mm




06-129770490	Medin 3,5 Dlaha rekonstrukční 4 otvory L 46 mm	894 Kč
06-129770500	Medin 3,5 Dlaha rekonstrukční 5 otvorů L 58 mm	894 Kč
06-129770510	Medin 3,5 Dlaha rekonstrukční 6 otvorů L 70 mm	894 Kč
06-129770520	Medin 3,5 Dlaha rekonstrukční 7 otvorů L 82 mm	894 Kč
06-129770530	Medin 3,5 Dlaha rekonstrukční 8 otvorů L 94 mm	894 Kč
06-129773790	Medin 3,5 Dlaha rekonstrukční 9 otvorů L 106 mm	894 Kč
06-129773800	Medin 3,5 Dlaha rekonstrukční 10 otvorů L 118 mm	894 Kč
06-129774060	Medin 3,5 Dlaha rekonstrukční 11 otvorů L 130 mm	894 Kč
06-129774070	Medin 3,5 Dlaha rekonstrukční 12 otvorů L 142 mm	894 Kč

Dlahy Rekonstrukční úhlově stabilní pro 2,7 a 3,5mm šrouby




06-129777330	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 4 otvory L 48 mm	1 882 Kč
06-129777340	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 5 otvorů L 60 mm	1 882 Kč
06-129777350	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 6 otvorů L 72 mm	1 882 Kč
06-129777360	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 7 otvorů L 84 mm	1 882 Kč
06-129777370	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 8 otvorů L 96 mm	1 882 Kč
06-129777380	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 9 otvorů L 108 mm	1 882 Kč
06-129777390	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 10 otvorů L 120 mm	1 882 Kč
06-129777400	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 11 otvorů L 132 mm	1 882 Kč
06-129777410	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 12 otvorů L 144 mm	1 882 Kč

Dlahy Rekonstrukční úhlově stabilní pro 2,7 a 3,5mm šrouby 2 drážky




06-129783630	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 4 otvory 2 drážky L 96 mm	1 882 Kč
06-129783640	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 6 otvorů 2 drážky L 120 mm	1 882 Kč
06-129783650	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 6 otvorů 3 drážky L 144 mm	1 882 Kč
06-129783660	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 6 otvorů 4 drážky L 168 mm	1 882 Kč

Dlahy Rekonstrukční úhlově stabilní pro 2,7 a 3,5mm šrouby 2 drážky




06-129783630	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 4 otvory 2 drážky L 96 mm	1 882 Kč
06-129783640	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 6 otvorů 2 drážky L 120 mm	1 882 Kč
06-129783650	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 6 otvorů 3 drážky L 144 mm	1 882 Kč
06-129783660	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 6 otvorů 4 drážky L 168 mm	1 882 Kč

Dlahy Rekonstrukční úhlově stabilní Silná pro 2,7 a 3,5 mm šrouby s hlavou 5 mm



06-129777810	MEDIN Dlahá rekonstrukční úhlově stabilní silná 4 otvory L 48 mm	1 882 Kč
06-129777820	MEDIN Dlahá rekonstrukční úhlově stabilní silná 5 otvorů L 60 mm	1 882 Kč
06-129777830	MEDIN Dlahá rekonstrukční úhlově stabilní silná 6 otvorů L 72 mm	1 882 Kč
06-129777840	MEDIN Dlahá rekonstrukční úhlově stabilní silná 7 otvorů L 84 mm	1 882 Kč
06-129777850	MEDIN Dlahá rekonstrukční úhlově stabilní silná 8 otvorů L 96 mm	1 882 Kč
06-129777860	MEDIN Dlahá rekonstrukční úhlově stabilní silná 9 otvorů L 108 mm	1 882 Kč
06-129777870	MEDIN Dlahá rekonstrukční úhlově stabilní silná 10 otvorů L 120 mm	1 882 Kč
06-129777880	MEDIN Dlahá rekonstrukční úhlově stabilní silná 11 otvorů L 132 mm	1 882 Kč
06-129777890	MEDIN Dlahá rekonstrukční úhlově stabilní silná 12 otvorů L 144 mm	1 882 Kč


Dlahy Přímé úhlově stabilní pro 3,5 a 5 mm šrouby s hlavou 6,8 mm



06-129785020	MEDIN Dlahá přímá úhlově stabilní 9 otvorů L 169 mm	1 566 Kč
06-129785025	MEDIN Dlahá přímá úhlově stabilní 10 otvorů L 186 mm	1 566 Kč


06-129785030	MEDIN Dlahá přímá úhlově stabilní 11 otvorů L 203 mm	1 566 Kč
06-129785035	MEDIN Dlahá přímá úhlově stabilní 12 otvorů L 220 mm	1 566 Kč
06-129785040	MEDIN Dlahá přímá úhlově stabilní 13 otvorů L 237 mm	1 566 Kč
06-129785045	MEDIN Dlahá přímá úhlově stabilní 14 otvorů L 254 mm	1 566 Kč
06-129785050	MEDIN Dlahá přímá úhlově stabilní 15 otvorů L 271 mm	1 566 Kč
06-129785055	MEDIN Dlahá přímá úhlově stabilní 16 otvorů L 288 mm	1 566 Kč
06-129785060	MEDIN Dlahá přímá úhlově stabilní 17 otvorů L 305 mm	1 566 Kč
06-129785355	MEDIN Dlahá přímá úhlově stabilní 18 otvorů L 322 mm	1 566 Kč
06-129785360	MEDIN Dlahá přímá úhlově stabilní 19 otvorů L 339 mm	1 566 Kč
06-129785365	MEDIN Dlahá přímá úhlově stabilní 20 otvorů L 356 mm	1 566 Kč

Dlahy Žlábkové 1/3 nerezové




06-129781090	MEDIN 1/3 dlahá 3,5 žlábková 4 otvory L 49 mm	937 Kč
06-129781100	MEDIN 1/3 dlahá 3,5 žlábková 5 otvorů L 61 mm	937 Kč
06-129781110	MEDIN 1/3 dlahá 3,5 žlábková 6 otvorů L 73 mm	937 Kč
06-129781120	MEDIN 1/3 dlahá 3,5 žlábková 7 otvorů L 85 mm	937 Kč
06-129781130	MEDIN 1/3 dlahá 3,5 žlábková 8 otvorů L 97 mm	937 Kč

Dlahy Rekonstrukční úhlově stabilní pro 2,7 a 3,5 mm šrouby s hlavou 5 mm TITAN




06-129777333	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 4 otvory L 48 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777343	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 5 otvorů L 60 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777353	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 6 otvorů L 72 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777363	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 7 otvorů L 84 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777373	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 8 otvorů L 96 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777383	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 9 otvorů L 108 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777393	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 10 otvorů L 120 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777403	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 11 otvorů L 132 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777413	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní 12 otvorů L 144 mm, Titan	1 882 Kč

Dlahy Rekonstrukční úhlově stabilní Silná pro 2,7 a 3,5 mm šrouby s hlavou 5 mm TITAN



06-129777813	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní silná 4 otvory L 48 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777823	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní silná 5 otvorů L 60 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777833	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní silná 6 otvorů L 72 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777843	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní silná 7 otvorů L 84 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777853	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní silná 8 otvorů L 96 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777863	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní silná 9 otvorů L 108 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777873	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní silná 10 otvorů L 120 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777883	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní silná 11 otvorů L 132 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777893	MEDIN Dlaha rekonstrukční úhlově stabilní silná 12 otvorů L 144 mm, Titan	1 882 Kč

Šrouby kortikální NEREZ 2,0 mm křížová hlava



průměr závitů	thread diameter	2,0 mm
průměr jádra	core diameter	1,3 mm
průměr hlavy	head diameter	3,6 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 1,5 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 2,0 mm
šroubovák	screwdriver	+ 3,5 mm




06-129799780	Šroub kortikální MEDIN 2,0 mm, L 4 mm, NEREZ, křížová hlava	109 Kč
06-129799790	Šroub kortikální MEDIN 2,0 mm, L 6 mm, NEREZ, křížová hlava	109 Kč
06-129799800	Šroub kortikální MEDIN 2,0 mm, L 8 mm, NEREZ, křížová hlava	109 Kč
06-129799810	Šroub kortikální MEDIN 2,0 mm, L 10 mm, NEREZ, křížová hlava	109 Kč
06-129799820	Šroub kortikální MEDIN 2,0 mm, L 12 mm, NEREZ, křížová hlava	109 Kč
06-129799830	Šroub kortikální MEDIN 2,0 mm, L 14 mm, NEREZ, křížová hlava	109 Kč
06-129799840	Šroub kortikální MEDIN 2,0 mm, L 16 mm, NEREZ, křížová hlava	109 Kč
06-129799850	Šroub kortikální MEDIN 2,0 mm, L 18 mm, NEREZ, křížová hlava	109 Kč

06-129799860	Šroub kortikální MEDIN 2,0 mm, L 20 mm, NEREZ, křížová hlava	109 Kč
06-129799870	Šroub kortikální MEDIN 2,0 mm, L 22 mm, NEREZ, křížová hlava	109 Kč
06-129799880	Šroub kortikální MEDIN 2,0 mm, L 24 mm, NEREZ, křížová hlava	109 Kč
06-129799890	Šroub kortikální MEDIN 2,0 mm, L 26 mm, NEREZ, křížová hlava	109 Kč
06-129799900	Šroub kortikální MEDIN 2,0 mm, L 28 mm, NEREZ, křížová hlava	109 Kč
06-129799910	Šroub kortikální MEDIN 2,0 mm, L 30 mm, NEREZ, křížová hlava	109 Kč
06-129799920	Šroub kortikální MEDIN 2,0 mm, L 32 mm, NEREZ, křížová hlava	109 Kč
06-129799930	Šroub kortikální MEDIN 2,0 mm, L 34 mm, NEREZ, křížová hlava	109 Kč
06-129799940	Šroub kortikální MEDIN 2,0 mm, L 36 mm, NEREZ, křížová hlava	109 Kč
06-129799950	Šroub kortikální MEDIN 2,0 mm, L 38 mm, NEREZ, křížová hlava	109 Kč

06-129786131	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 32 mm, samořezný, NEREZ	158 Kč
06-129786141	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 34 mm, samořezný, NEREZ	158 Kč
06-129786151	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 36 mm, samořezný, NEREZ	158 Kč
06-129786161	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 38 mm, samořezný, NEREZ	158 Kč
06-129786171	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 40 mm, samořezný, NEREZ	158 Kč

Šrouby kortikální samořezné NEREZ 2,7 mm




průměr závitu	thread diameter	2,7 mm
průměr jádra	core diameter	1,9 mm
průměr hlavy	head diameter	5,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,0 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 2,7 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm



06-129795101	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 8 mm, samořezný, NEREZ	158 Kč
06-129795111	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 10 mm, samořezný, NEREZ	158 Kč
06-129795121	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 12 mm, samořezný, NEREZ	158 Kč
06-129795131	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 14 mm, samořezný, NEREZ	158 Kč
06-129795141	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 16 mm, samořezný, NEREZ	158 Kč
06-129795151	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 18 mm, samořezný, NEREZ	158 Kč
06-129795161	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 20 mm, samořezný, NEREZ	158 Kč
06-129795171	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 22 mm, samořezný, NEREZ	158 Kč
06-129795181	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 24 mm, samořezný, NEREZ	158 Kč
06-129786101	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 26 mm, samořezný, NEREZ	158 Kč
06-129786111	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 28 mm, samořezný, NEREZ	158 Kč
06-129786121	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 30 mm, samořezný, NEREZ	158 Kč

Šrouby kortikální samořezné NEREZ 3,5 mm



průměr závitu	thread diameter	3,5 mm
průměr jádra	core diameter	2,4 mm
průměr hlavy	head diameter	6,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,5 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 3,5 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm




06-129795201	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 8 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795211	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 10 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795221	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 12 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795231	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 14 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795241	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 16 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795251	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 18 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795261	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 20 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795271	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 22 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795281	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 24 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795291	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 26 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795301	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 28 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795311	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 30 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795321	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 32 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795331	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 34 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795341	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 36 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795351	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 38 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč

06-129795361	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 40 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795371	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 42 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795391	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 50 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795401	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 55 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795411	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 60 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795421	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 65 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795431	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 70 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795441	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 44 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795451	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 46 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč
06-129795461	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 48 mm, samořezný, NEREZ	168,50 Kč

06-129799531	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 46 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129799541	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 48 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129799551	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 52 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129799561	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 54 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129799571	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 56 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129799581	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 58 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129795621	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 60 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129795631	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 65 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129799421	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 70 mm, samořezný, NEREZ	130Kč
06-129795651	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 75 mm, samořezný, NEREZ	288 Kč
06-129795661	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 80 mm, samořezný, NEREZ	288 Kč
06-129795671	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 85 mm, samořezný, NEREZ	288 Kč
06-129795681	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 90 mm, samořezný, NEREZ	288 Kč
06-129795691	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 95 mm, samořezný, NEREZ	288 Kč
06-129795701	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 100 mm, samořezný, NEREZ	288 Kč
06-129795711	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 105 mm, samořezný, NEREZ	288 Kč
06-129795721	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 110 mm, samořezný, NEREZ	288 Kč
06-129795521	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 20 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129795541	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 26 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129795551	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 30 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129795571	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 36 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129795581	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 40 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129795601	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 50 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč

Šrouby kortikální samořezné NEREZ 4,5 mm




průměr závitu	thread diameter	4,5 mm
průměr jádra	core diameter	3,0 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,2 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 4,5 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm



06-129799421	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 14 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129799431	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 16 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129799441	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 18 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129799451	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 22 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129799461	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 24 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129799471	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 28 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129799481	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 32 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129799491	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 34 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129799501	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 38 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129799511	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 42 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč
06-129799521	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 44 mm, samořezný, NEREZ	130 Kč

Šrouby kortikální samořezné NEREZ 4,5 mm maleolární




průměr závitu	thread diameter	4,5 mm
průměr díku	shank diameter	3,0 mm
průměr jádra	core diameter	3,0 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,2 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 3,2 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm



06-129797100	Šroub kortikální maleolární MEDIN 4,5 mm, L 25/10 mm, samořezný, NEREZ	149 Kč
06-129797110	Šroub kortikální maleolární MEDIN 4,5 mm, L 30/12 mm, samořezný, NEREZ	149 Kč
06-129797120	Šroub kortikální maleolární MEDIN 4,5 mm, L 35/15 mm, samořezný, NEREZ	149 Kč
06-129797130	Šroub kortikální maleolární MEDIN 4,5 mm, L 40/17 mm, samořezný, NEREZ	149 Kč
06-129797140	Šroub kortikální maleolární MEDIN 4,5 mm, L 45/20 mm, samořezný, NEREZ	149 Kč
06-129797150	Šroub kortikální maleolární MEDIN 4,5 mm, L 50/22 mm, samořezný, NEREZ	149 Kč
06-129797160	Šroub kortikální maleolární MEDIN 4,5 mm, L 55/25 mm, samořezný, NEREZ	149 Kč
06-129797170	Šroub kortikální maleolární MEDIN 4,5 mm, L 60/27 mm, samořezný, NEREZ	149 Kč
06-129797180	Šroub kortikální maleolární MEDIN 4,5 mm, L 65/30 mm, samořezný, NEREZ	149 Kč
06-129797190	Šroub kortikální maleolární MEDIN 4,5 mm, L 70/32 mm, samořezný, NEREZ	149 Kč

Šrouby kortikální samořezné NEREZ 5,0 mm




průměr závitu	thread diameter	5,0 mm
průměr jádra	core diameter	3,5 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,75 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 5,0 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm



06-129773851	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 20 mm, samořezný, NEREZ	216 Kč
06-129773861	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 25 mm, samořezný, NEREZ	216 Kč
06-129773871	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 30 mm, samořezný, NEREZ	216 Kč
06-129773881	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 35 mm, samořezný, NEREZ	216 Kč
06-129773891	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 40 mm, samořezný, NEREZ	216 Kč
06-129773901	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 45 mm, samořezný, NEREZ	216 Kč
06-129773911	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 50 mm, samořezný, NEREZ	216 Kč
06-129773921	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 55 mm, samořezný, NEREZ	216 Kč
06-129773931	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 60 mm, samořezný, NEREZ	216 Kč
06-129773941	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 65 mm, samořezný, NEREZ	216 Kč
06-129773951	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 70 mm, samořezný, NEREZ	216 Kč
06-129773961	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 75 mm, samořezný, NEREZ	216 Kč
06-129773971	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 80 mm, samořezný, NEREZ	216 Kč
06-129773981	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 90 mm, samořezný, NEREZ	216 Kč
06-129773991	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 100 mm, samořezný, NEREZ	216 Kč

Šrouby spongiozní samořezné NEREZ 4,0 mm

A




průměr závitu	thread diameter	4,0 mm
průměr jádra	core diameter	1,9 mm
průměr hlavy	head diameter	6,0 mm
závitník	tap	HB 4
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,5 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm



Medcomplex s.r.o.

Šrouby spongiozní samořezné NEREZ 4,0 mm

A – B



průměr závitu	thread diameter	4,0 mm
průměr říčku	shank diameter	2,4 mm
průměr jádra	core diameter	1,9 mm
průměr hlavy	head diameter	6,0 mm
závitník	tap	HB 4
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,5 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm




Medcomplex s.r.o.

06-129796000	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 14 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796010	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 16 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796020	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 18 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796030	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 20 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796040	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 22 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796050	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 24 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796060	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 26 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796070	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 28 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796080	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 30 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796090	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 32 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796110	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 40 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796130	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 50 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796140	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 55 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796150	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 60 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796630	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 34 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796640	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 36 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796650	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 38 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796660	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 42 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796670	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 44 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796680	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 46 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796690	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 48 mm, NEREZ	199 Kč

06-129796200	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 10/5 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796210	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 12/5 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796220	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 14/5 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796230	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 16/6 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796240	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 18/7 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796250	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 20/8 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796260	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 22/9 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796270	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 24/10 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796280	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 26/12 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796290	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 28/14 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796300	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 30/14 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796310	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 32/14 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796330	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 40/14 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796350	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 50/15 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796360	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 55/16 mm, NEREZ	199 Kč
06-129796370	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 60/16 mm, NEREZ	199 Kč
06-129774200	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 34/14 mm, NEREZ	199 Kč
06-129774210	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 36/14 mm, NEREZ	199 Kč
06-129774220	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 38/14 mm, NEREZ	199 Kč
06-129774230	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 42/15 mm, NEREZ	199 Kč
06-129774240	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 44/15 mm, NEREZ	199 Kč
06-129774250	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 46/15 mm, NEREZ	199 Kč
06-129774260	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 18/15 mm, NEREZ	199 Kč

Šrouby spongiozní samořezné NEREZ 6,5 mm




průměr závitu	thread diameter	6,5 mm
průměr dřívku	shank diameter	4,5 mm
průměr jádra	core diameter	3,0 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,2 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 4,5 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm



06-129796401	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 25 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796411	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 30 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796421	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 35 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796431	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 40 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796441	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 45 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796451	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 50 mm, NEREZ	278 Kč

Šrouby spongiozní samořezné 16 NEREZ 6,5 mm




průměr závitu	thread diameter	6,5 mm
průměr dřívku	shank diameter	4,5 mm
průměr jádra	core diameter	3,0 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,2 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 4,5 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm



06-129796701	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 25/16 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796711	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 30/16 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796721	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 35/16 mm, NEREZ	278 Kč

06-129796731	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 40/16 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796741	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 45/16 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796751	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 50/16 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796761	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 55/16 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796771	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 60/16 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796781	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 65/16 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796791	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 70/16 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796801	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 75/16 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796811	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 80/16 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796821	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 85/16 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796831	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 90/16 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796841	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 95/16 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796851	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 100/16 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796861	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 105/16 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796871	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 110/16 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796881	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 115/16 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796891	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 120/16 mm, NEREZ	278 Kč

Šrouby spongiozní samořezné 32 NEREZ 6,5 mm




průměr závitu	thread diameter	6,5 mm
průměr dřívku	shank diameter	4,5 mm
průměr jádra	core diameter	3,0 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,2 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 4,5 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm



06-129796911	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 45/32 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796921	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 50/32 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796931	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 55/32 mm, NEREZ	278 Kč

06-129796941	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 60/32 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796951	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 65/32 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796961	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 70/32 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796971	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 75/32 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796981	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 80/32 mm, NEREZ	278 Kč
06-129796991	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 85/32 mm, NEREZ	278 Kč
06-129797001	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 90/32 mm, NEREZ	278 Kč
06-129797011	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 95/32 mm, NEREZ	278 Kč
06-129797021	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 100/32 mm, NEREZ	278 Kč
06-129797031	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 105/32 mm, NEREZ	278 Kč
06-129797041	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 110/32 mm, NEREZ	278 Kč
06-129797051	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 115/32 mm, NEREZ	278 Kč
06-129797061	Šroub spongiozní MEDIN 6,5 mm, L 120/32 mm, NEREZ	278 Kč

Šrouby kostní uzamykatelné 2,7/5 mm, samořezné




průměr závitu	thread diameter	2,7 mm
průměr jádra	core diameter	2,2 mm
průměr hlavy	head diameter	5,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,0 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm



06-129777431	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 10 mm, samořezný	682 Kč
06-129777441	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 12 mm, samořezný	682 Kč
06-129777451	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 14 mm, samořezný	682 Kč
06-129777461	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 16 mm, samořezný	682 Kč
06-129777471	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 18 mm, samořezný	682 Kč

06-129777481	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 20 mm, samořezný	682 Kč
06-129777491	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 22 mm, samořezný	682 Kč
06-129777501	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 24 mm, samořezný	682 Kč
06-129777511	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 26 mm, samořezný	682 Kč
06-129777521	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 28 mm, samořezný	682 Kč
06-129777531	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 30 mm, samořezný	682 Kč
06-129777541	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 32 mm, samořezný	682 Kč
06-129777551	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 34 mm, samořezný	682 Kč
06-129777561	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 36 mm, samořezný	682 Kč
06-129777571	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 38 mm, samořezný	682 Kč
06-129777921	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 40 mm, samořezný	682 Kč
06-129777931	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 42 mm, samořezný	682 Kč
06-129777941	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 44 mm, samořezný	682 Kč
06-129777951	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 46 mm, samořezný	682 Kč
06-129777961	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 48 mm, samořezný	682 Kč
06-129777971	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 50 mm, samořezný	682 Kč

Šrouby kostní uzamykatelné 3,5/5 mm, samořezné



průměr závitů	thread diameter	3,5 mm
průměr jádra	core diameter	3,0 mm
průměr hlavy	head diameter	5,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,9 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm



06-129777021	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 8 mm, samořezný	733 Kč
06-129777031	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 10 mm, samořezný	733 Kč
06-129777041	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 12 mm, samořezný	733 Kč
06-129777051	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 14 mm, samořezný	733 Kč
06-129777061	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 16 mm, samořezný	733 Kč
06-129777071	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 18 mm, samořezný	733 Kč
06-129777081	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 20 mm, samořezný	733 Kč
06-129777091	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 22 mm, samořezný	733 Kč
06-129777101	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 24 mm, samořezný	733 Kč
06-129777111	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 26 mm, samořezný	733 Kč
06-129777121	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 28 mm, samořezný	733 Kč
06-129777131	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 30 mm, samořezný	733 Kč
06-129777141	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 32 mm, samořezný	733 Kč
06-129777151	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 34 mm, samořezný	733 Kč
06-129777161	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 36 mm, samořezný	733 Kč

06-129777171	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 38 mm, samořezný	733 Kč
06-129777181	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 40 mm, samořezný	733 Kč
06-129777191	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 42 mm, samořezný	733 Kč
06-129777201	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 44 mm, samořezný	733 Kč
06-129777211	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 46 mm, samořezný	733 Kč
06-129777221	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 48 mm, samořezný	733 Kč
06-129777231	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 50 mm, samořezný	733 Kč
06-129777241	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 55 mm, samořezný	733 Kč
06-129777251	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 60 mm, samořezný	733 Kč
06-129777261	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 65 mm, samořezný	733 Kč
06-129777271	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 70 mm, samořezný	733 Kč
06-129777281	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 75 mm, samořezný	733 Kč

Šrouby kostní uzamykatelné 3,5/6,8 mm, samořezné



průměr závitů	thread diameter	3,5 mm
průměr jádra	core diameter	2,9 mm
průměr hlavy	head diameter	6,8 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,7 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm



06-129778231	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 16 mm, samořezný	686 Kč
06-129778241	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 18 mm, samořezný	686 Kč
06-129778251	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 20 mm, samořezný	686 Kč

06-129778261	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 22 mm, samořezný	686 Kč
06-129778271	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 24 mm, samořezný	686 Kč
06-129778281	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 26 mm, samořezný	686 Kč
06-129778291	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 28 mm, samořezný	686 Kč
06-129778301	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 30 mm, samořezný	686 Kč
06-129778311	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 32 mm, samořezný	686 Kč
06-129778321	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 34 mm, samořezný	686 Kč
06-129778331	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 36 mm, samořezný	686 Kč
06-129778341	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 38 mm, samořezný	686 Kč
06-129778351	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 40 mm, samořezný	686 Kč
06-129778361	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 42 mm, samořezný	686 Kč
06-129778371	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 44 mm, samořezný	686 Kč
06-129778381	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 46 mm, samořezný	686 Kč
06-129778391	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 48 mm, samořezný	686 Kč
06-129778401	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 50 mm, samořezný	686 Kč
06-129778411	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 55 mm, samořezný	686 Kč
06-129778421	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 60 mm, samořezný	686 Kč
06-129778431	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 65 mm, samořezný	686 Kč
06-129778441	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 70 mm, samořezný	686 Kč
06-129778451	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 75 mm, samořezný	686 Kč
06-129787471	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 80 mm, samořezný	686 Kč
06-129787481	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 85 mm, samořezný	686 Kč
06-129787491	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 90 mm, samořezný	686 Kč

06-129787501	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 95 mm, samořezný	686 Kč
06-129787511	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 100 mm, samořezný	686 Kč
06-129787521	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 105 mm, samořezný	686 Kč

Šrouby kostní uzamykatelné 5,0/6,8 mm, samořezné




průměr závitu	thread diameter	5,0 mm
průměr jádra	core diameter	4,2 mm
průměr hlavy	head diameter	6,8 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,9 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm



06-129777981	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 16 mm, samořezný	686 Kč
06-129777991	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 18 mm, samořezný	686 Kč
06-129778001	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 20 mm, samořezný	686 Kč
06-129778011	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 22 mm, samořezný	686 Kč
06-129778021	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 24 mm, samořezný	686 Kč
06-129778031	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 26 mm, samořezný	686 Kč
06-129778041	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 28 mm, samořezný	686 Kč
06-129778051	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 30 mm, samořezný	686 Kč
06-129778061	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 32 mm, samořezný	686 Kč
06-129778071	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 34 mm, samořezný	686 Kč
06-129778081	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 36 mm, samořezný	686 Kč
06-129778091	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 38 mm, samořezný	686 Kč

06-129778101	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 40 mm, samořezný	686 Kč
06-129778111	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 42 mm, samořezný	686 Kč
06-129778121	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 44 mm, samořezný	686 Kč
06-129778131	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 46 mm, samořezný	686 Kč
06-129778141	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 48 mm, samořezný	686 Kč
06-129778151	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 50 mm, samořezný	686 Kč
06-129778161	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 55 mm, samořezný	686 Kč
06-129778171	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 60 mm, samořezný	686 Kč
06-129778181	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 65 mm, samořezný	686 Kč
06-129778191	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 70 mm, samořezný	686 Kč
06-129778201	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 75 mm, samořezný	686 Kč
06-129787401	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 80 mm, samořezný	686 Kč
06-129787411	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 85 mm, samořezný	686 Kč
06-129787421	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 90 mm, samořezný	686 Kč
06-129787431	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 95 mm, samořezný	686 Kč
06-129787441	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 100 mm, samořezný	686 Kč
06-129787451	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 105 mm, samořezný	686 Kč

Šrouby kortikální Kanylované samořezné 3,5mm




průměr závitu	thread diameter	3,5 mm
průměr dřívku	shank diameter	2,4 mm
průměr jádra	core diameter	2,4 mm
průměr hlavy	head diameter	6,0 mm
kanylovaný otvor	cannulation	1,3 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,4 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 2,4 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm
drát vodící	guide wire	Ø 1,2 mm

MEDIN
Medcomplex s.r.o.

06-129786251	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, kanylovaný 1,3 mm, L 10/5 mm, samořezný, NEREZ	399 Kč
06-129786261	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, kanylovaný 1,3 mm, L 12/5 mm, samořezný, NEREZ	399 Kč
06-129786271	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, kanylovaný 1,3 mm, L 14/5 mm, samořezný, NEREZ	399 Kč
06-129786281	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, kanylovaný 1,3 mm, L 16/6 mm, samořezný, NEREZ	399 Kč
06-129786291	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, kanylovaný 1,3 mm, L 18/7 mm, samořezný, NEREZ	399 Kč
06-129786301	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, kanylovaný 1,3 mm, L 20/8 mm, samořezný, NEREZ	399 Kč
06-129786311	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, kanylovaný 1,3 mm, L 22/9 mm, samořezný, NEREZ	399 Kč
06-129786321	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, kanylovaný 1,3 mm, L 24/10 mm, samořezný, NEREZ	399 Kč
06-129786331	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, kanylovaný 1,3 mm, L 26/12 mm, samořezný, NEREZ	399 Kč
06-129786341	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, kanylovaný 1,3 mm, L 28/14 mm, samořezný, NEREZ	399 Kč
06-129786351	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, kanylovaný 1,3 mm, L 30/14 mm, samořezný, NEREZ	399 Kč
06-129786361	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, kanylovaný 1,3 mm, L 35/14 mm, samořezný, NEREZ	399 Kč
06-129786371	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, kanylovaný 1,3 mm, L 40/14 mm, samořezný, NEREZ	399 Kč
06-129786381	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, kanylovaný 1,3 mm, L 45/15 mm, samořezný, NEREZ	399 Kč
06-129786391	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, kanylovaný 1,3 mm, L 50/15 mm, samořezný, NEREZ	399 Kč


Šrouby kortikální Kanylované samořezné 5,0mm



průměr závitu	thread diameter	5,0 mm
průměr jádra	core diameter	3,5 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
kanylovaný otvor	cannulation	1,8 mm
závitník	tap	HA 5
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,4 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 5,0 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm
drát vodící	guide wire	Ø 1,5 mm



Šrouby spongiozní Kanylované samořezné 4,5mm




průměr závitu	thread diameter	4,5 mm
průměr dřívku	shank diameter	3,0 mm
průměr jádra	core diameter	2,4 mm
průměr hlavy	head diameter	6,0 mm
kanylovaný otvor	cannulation	1,2 mm
závitník	tap	HB 4,5
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,4 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm
drát vodící	guide wire	Ø 1,0 mm



06-129797400	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 25 mm, NEREZ	588 Kč
06-129797410	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 30 mm, NEREZ	588 Kč
06-129797420	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 35 mm, NEREZ	588 Kč
06-129797430	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 40 mm, NEREZ	588 Kč
06-129797440	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 45 mm, NEREZ	588 Kč
06-129797450	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 50 mm, NEREZ	588 Kč
06-129797460	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 55 mm, NEREZ	588 Kč
06-129797470	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 60 mm, NEREZ	588 Kč
06-129797480	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 65 mm, NEREZ	588 Kč
06-129797490	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 70 mm, NEREZ	588 Kč

06-129797201	Šroub spongiozní MEDIN 4,5 mm, kanylovaný 1,2 mm, L 10/5 mm, samořezný, NEREZ	503 Kč
06-129797211	Šroub spongiozní MEDIN 4,5 mm, kanylovaný 1,2 mm, L 12/5 mm, samořezný, NEREZ	503 Kč
06-129797221	Šroub spongiozní MEDIN 4,5 mm, kanylovaný 1,2 mm, L 14/5 mm, samořezný, NEREZ	503 Kč
06-129797231	Šroub spongiozní MEDIN 4,5 mm, kanylovaný 1,2 mm, L 16/6 mm, samořezný, NEREZ	503 Kč
06-129797241	Šroub spongiozní MEDIN 4,5 mm, kanylovaný 1,2 mm, L 18/7 mm, samořezný, NEREZ	503 Kč
06-129797251	Šroub spongiozní MEDIN 4,5 mm, kanylovaný 1,2 mm, L 20/8 mm, samořezný, NEREZ	503 Kč
06-129797261	Šroub spongiozní MEDIN 4,5 mm, kanylovaný 1,2 mm, L 22/9 mm, samořezný, NEREZ	503 Kč
06-129797271	Šroub spongiozní MEDIN 4,5 mm, kanylovaný 1,2 mm, L 24/10 mm, samořezný, NEREZ	503 Kč
06-129797281	Šroub spongiozní MEDIN 4,5 mm, kanylovaný 1,2 mm, L 26/10 mm, samořezný, NEREZ	503 Kč
06-129797291	Šroub spongiozní MEDIN 4,5 mm, kanylovaný 1,2 mm, L 28/14 mm, samořezný, NEREZ	503 Kč
06-129797301	Šroub spongiozní MEDIN 4,5 mm, kanylovaný 1,2 mm, L 30/14 mm, samořezný, NEREZ	503 Kč
06-129797311	Šroub spongiozní MEDIN 4,5 mm, kanylovaný 1,2 mm, L 35/14 mm, samořezný, NEREZ	503 Kč
06-129797321	Šroub spongiozní MEDIN 4,5 mm, kanylovaný 1,2 mm, L 40/14 mm, samořezný, NEREZ	503 Kč
06-129797331	Šroub spongiozní MEDIN 4,5 mm, kanylovaný 1,2 mm, L 45/15 mm, samořezný, NEREZ	503 Kč
06-129797341	Šroub spongiozní MEDIN 4,5 mm, kanylovaný 1,2 mm, L 50/15 mm, samořezný, NEREZ	503 Kč

Šrouby spongiozní Kanylované samořezné 7,0mm A-10




průměr závitu	thread diameter	7,0 mm
průměr dřívku	shank diameter	5,0 mm
průměr jádra	core diameter	3,5 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
kanylovaný otvor	cannulation	1,8 mm
závitník	tap	HB 7
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 4,0 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm
drát vodící	guide wire	Ø 1,5 mm



06-129709480	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 100/10 mm, NEREZ	907 Kč
06-129709490	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 105/10 mm, NEREZ	907 Kč
06-129709500	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 110/10 mm, NEREZ	907 Kč
06-129709510	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 115/10 mm, NEREZ	907 Kč
06-129709520	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 120/10 mm, NEREZ	907 Kč
06-129709530	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 125/10 mm, NEREZ	907 Kč
06-129709540	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 130/10 mm, NEREZ	907 Kč

06-129709340	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 30/10 mm, NEREZ	907 Kč
06-129709350	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 35/10 mm, NEREZ	907 Kč
06-129709360	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 40/10 mm, NEREZ	907 Kč
06-129709370	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 45/10 mm, NEREZ	907 Kč
06-129709380	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 50/10 mm, NEREZ	907 Kč
06-129709390	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 55/10 mm, NEREZ	907 Kč
06-129709400	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 60/10 mm, NEREZ	907 Kč
06-129709410	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 65/10 mm, NEREZ	907 Kč
06-129709420	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 70/10 mm, NEREZ	907 Kč
06-129709430	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 75/10 mm, NEREZ	907 Kč
06-129709440	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 80/10 mm, NEREZ	907 Kč
06-129709450	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 85/10 mm, NEREZ	907 Kč
06-129709460	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 90/10 mm, NEREZ	907 Kč
06-129709470	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 95/10 mm, NEREZ	907 Kč

Šrouby spongiozní Kanylované samořezné 7,0mm A-16




průměr závitu	thread diameter	7,0 mm
průměr dřívku	shank diameter	5,0 mm
průměr jádra	core diameter	3,5 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
kanylovaný otvor	cannulation	1,8 mm
závitník	tap	HB 7
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 4,0 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm
drát vodící	guide wire	Ø 1,5 mm



06-129798000	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 30/16 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798010	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 35/16 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798020	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 40/16 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798030	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 45/16 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798040	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 50/16 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798050	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 55/16 mm, NEREZ	907 Kč

06-129798060	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 60/16 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798070	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 65/16 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798080	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 70/16 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798090	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 75/16 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798100	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 80/16 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798110	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 85/16 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798120	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 90/16 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798130	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 95/16 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798140	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 100/16 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798150	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 105/16 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798160	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 110/16 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798170	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 115/16 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798180	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 120/16 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798190	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 125/16 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798200	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 130/16 mm, NEREZ	907 Kč

Šrouby spongiozní Kanylované samořezné 7,0mm A-32




průměr závitu	thread diameter	7,0 mm
průměr dřívku	shank diameter	5,0 mm
průměr jádra	core diameter	3,5 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
kanylovaný otvor	cannulation	1,8 mm
závitník	tap	HB 7
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 4,0 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm



06-129798210	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 40/32 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798220	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 45/32 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798230	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 50/32 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798240	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 55/32 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798250	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 60/32 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798260	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 65/32 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798270	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 70/32 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798280	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 75/32 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798290	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 80/32 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798300	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 85/32 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798310	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 90/32 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798320	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 95/32 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798330	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 100/32 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798340	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 105/32 mm, NEREZ	907 Kč

06-129798350	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 110/32 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798360	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 115/32 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798370	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 120/32 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798380	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 125/32 mm, NEREZ	907 Kč
06-129798390	Šroub spongiozní MEDIN 7,0 mm, kanylovaný 1,8 mm, L 130/32 mm, NEREZ	907 Kč

Podložky kostních šroubů



rozměr
size
6,5x13 mm

síla
thickness
1,5 mm



rozměr
size
4,6x8,8 mm

síla
thickness
0,8 mm



rozměr
size
3,6x7 mm


síla
thickness
0,7 mm



06-129798400	MEDIN Podložka kostních šroubů 6,5/13 mm	157 Kč
06-129990838	MEDIN Podložka kostních šroubů 4,6/8,8 mm	157 Kč
06-129990839	MEDIN Podložka kostních šroubů 3,6/7 mm	157 Kč

TTA Implantáty MEDIN TITANOVÉ

Šrouby kortikální samořezné TITAN 2,7 mm




průměr závitu	thread diameter	2,7 mm
průměr jádra	core diameter	1,9 mm
průměr hlavy	head diameter	5,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,0 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 2,7 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm



06-129795104	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 8 mm, samořezný, TITAN	301 Kč
06-129795114	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 10 mm, samořezný, TITAN	301 Kč
06-129795124	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 12 mm, samořezný, TITAN	301 Kč
06-129795134	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 14 mm, samořezný, TITAN	301 Kč
06-129795144	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 16 mm, samořezný, TITAN	301 Kč
06-129795154	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 18 mm, samořezný, TITAN	301 Kč
06-129795164	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 20 mm, samořezný, TITAN	301 Kč
06-129795174	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 22 mm, samořezný, TITAN	301 Kč
06-129795184	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 24 mm, samořezný, TITAN	301 Kč
06-129786104	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 26 mm, samořezný, TITAN	301 Kč
06-129786114	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 28 mm, samořezný, TITAN	301 Kč
06-129786124	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 30 mm, samořezný, TITAN	301 Kč
06-129786134	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 32 mm, samořezný, TITAN	301 Kč
06-129786144	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 34 mm, samořezný, TITAN	301 Kč
06-129786154	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 36 mm, samořezný, TITAN	301 Kč
06-129786164	Šroub kortikální MEDIN 2,7 mm, L 38 mm, samořezný, TITAN	301 Kč

Šrouby kortikální samořezné TITAN 3,5 mm




průměr závitu	thread diameter	3,5 mm
průměr jádra	core diameter	2,4 mm
průměr hlavy	head diameter	6,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,5 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 3,5 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm



06-129795204	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 8 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795214	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 10 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795224	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 12 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795234	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 14 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795244	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 16 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795254	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 18 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795264	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 20 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795274	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 22 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795284	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 24 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795294	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 26 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795304	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 28 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795314	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 30 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795324	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 32 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795334	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 34 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795344	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 36 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795354	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 38 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795364	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 40 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795374	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 42 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795394	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 50 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795404	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 55 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795414	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 60 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795424	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 65 mm, samořezný, TITAN	351 Kč

06-129795434	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 70 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795444	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 44 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795454	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 46 mm, samořezný, TITAN	351 Kč
06-129795464	Šroub kortikální MEDIN 3,5 mm, L 48 mm, samořezný, TITAN	351 Kč

Šrouby kortikální samořezné TITAN 4,5 mm



průměr závitu	thread diameter	4,5 mm
průměr jádra	core diameter	3,0 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,2 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 4,5 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm





06-129799424	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 14 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129799434	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 16 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129799444	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 18 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129799454	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 22 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129799464	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 24 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129799474	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 28 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129799484	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 32 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129799494	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 34 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129799504	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 38 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129799514	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 42 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129799524	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 44 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129799534	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 46 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129799544	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 48 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129799554	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 52 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129799564	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 54 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129799574	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 56 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129799584	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 58 mm, samořezný, TITAN	369 Kč

06-129795624	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 60 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129795634	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 65 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129795644	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 70 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129795654	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 75 mm, samořezný, TITAN	593 Kč
06-129795664	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 80 mm, samořezný, TITAN	593 Kč
06-129795674	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 85 mm, samořezný, TITAN	593 Kč
06-129795684	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 90 mm, samořezný, TITAN	593 Kč
06-129795694	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 95 mm, samořezný, TITAN	593 Kč
06-129795704	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 100 mm, samořezný, TITAN	593 Kč
06-129795714	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 105 mm, samořezný, TITAN	593 Kč
06-129795724	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 110 mm, samořezný, TITAN	593 Kč
06-129795524	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 20 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129795544	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 26 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129795554	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 30 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129795574	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 36 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129795584	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 40 mm, samořezný, TITAN	369 Kč
06-129795604	Šroub kortikální MEDIN 4,5 mm, L 50 mm, samořezný, TITAN	369 Kč

06-129773884	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 35 mm, samořezný, TITAN	374 Kč
06-129773894	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 40 mm, samořezný, TITAN	374 Kč
06-129773904	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 45 mm, samořezný, TITAN	374 Kč
06-129773914	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 50 mm, samořezný, TITAN	374 Kč
06-129773924	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 55 mm, samořezný, TITAN	374 Kč
06-129773934	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 60 mm, samořezný, TITAN	374 Kč
06-129773944	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 65 mm, samořezný, TITAN	374 Kč
06-129773954	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 70 mm, samořezný, TITAN	374 Kč
06-129773964	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 75 mm, samořezný, TITAN	374 Kč
06-129773974	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 80 mm, samořezný, TITAN	374 Kč
06-129773984	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 90 mm, samořezný, TITAN	374 Kč
06-129773994	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 100 mm, samořezný, TITAN	374 Kč

Šrouby kortikální samořezné TITAN 5,0 mm

Šrouby spongiozní TITAN 4,0 mm



průměr závitu	thread diameter	4,0 mm
průměr jádra	core diameter	1,9 mm
průměr hlavy	head diameter	6,0 mm
závitník	tap	HB 4
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,5 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm

průměr závitu	thread diameter	5,0 mm
průměr jádra	core diameter	3,5 mm
průměr hlavy	head diameter	8,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,75 mm
vrták pro kluzný otvor	drill bit for gliding hole	Ø 5,0 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm




06-129773854	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 20 mm, samořezný, TITAN	374 Kč
06-129773864	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 25 mm, samořezný, TITAN	374 Kč
06-129773874	Šroub kortikální MEDIN 5,0 mm, L 30 mm, samořezný, TITAN	374 Kč

06-129796003	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 14 mm, TITAN	522 Kč
06-129796013	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 16 mm, TITAN	522 Kč
06-129796023	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 18 mm, TITAN	522 Kč
06-129796033	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 20 mm, TITAN	522 Kč
06-129796043	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 22 mm, TITAN	522 Kč
06-129796053	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 24 mm, TITAN	522 Kč
06-129796063	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 26 mm, TITAN	522 Kč
06-129796073	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 28 mm, TITAN	522 Kč

06-129796083	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 30 mm, TITAN	522 Kč
06-129796093	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 32 mm, TITAN	522 Kč
06-129796113	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 40 mm, TITAN	522 Kč
06-129796133	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 50 mm, TITAN	522 Kč
06-129796143	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 55 mm, TITAN	522 Kč
06-129796153	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 60 mm, TITAN	522 Kč
06-129796633	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 34 mm, TITAN	522 Kč
06-129796643	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 36 mm, TITAN	522 Kč
06-129796653	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 38 mm, TITAN	522 Kč
06-129796663	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 42 mm, TITAN	522 Kč
06-129796673	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 44 mm, TITAN	522 Kč
06-129796683	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 46 mm, TITAN	522 Kč
06-129796693	Šroub spongiozní MEDIN 4,0 mm, L 48 mm, TITAN	522 Kč

Šrouby kostní uzamykatelné 2,7/5 mm samořezné TITAN



průměr závitu	thread diameter	2,7 mm
průměr jádra	core diameter	2,2 mm
průměr hlavy	head diameter	5,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,0 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm



06-129777434	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 10 mm, samořezný, Titan	682 Kč
06-129777444	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 12 mm, samořezný, Titan	682 Kč
06-129777454	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 14 mm, samořezný, Titan	682 Kč
06-129777464	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 16 mm, samořezný, Titan	682 Kč
06-129777474	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 18 mm, samořezný, Titan	682 Kč

06-129777484	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 20 mm, samořezný, Titan	682 Kč
06-129777494	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 22 mm, samořezný, Titan	682 Kč
06-129777504	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 24 mm, samořezný, Titan	682 Kč
06-129777514	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 26 mm, samořezný, Titan	682 Kč
06-129777524	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 28 mm, samořezný, Titan	682 Kč
06-129777534	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 30 mm, samořezný, Titan	682 Kč
06-129777544	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 32 mm, samořezný, Titan	682 Kč
06-129777554	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 34 mm, samořezný, Titan	682 Kč
06-129777564	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 36 mm, samořezný, Titan	682 Kč
06-129777574	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 38 mm, samořezný, Titan	682 Kč
06-129777924	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 40 mm, samořezný, Titan	682 Kč
06-129777934	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 42 mm, samořezný, Titan	682 Kč
06-129777944	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 44 mm, samořezný, Titan	682 Kč
06-129777954	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 46 mm, samořezný, Titan	682 Kč
06-129777964	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 48 mm, samořezný, Titan	682 Kč
06-129777974	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 2,7 mm, hlava 5 mm, L 50 mm, samořezný, Titan	682 Kč

Šrouby kostní uzamykatelné 3,5/5 mm, samořezné TITAN




průměr závitu	thread diameter	3,5 mm
průměr jádra	core diameter	3,0 mm
průměr hlavy	head diameter	5,0 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,9 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 2,5 mm



06-129777024	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 8 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777034	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 10 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777044	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 12 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777054	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 14 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777064	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 16 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777074	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 18 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777084	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 20 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777094	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 22 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777104	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 24 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777114	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 26 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777124	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 28 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777134	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 30 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777144	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 32 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777154	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 34 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777164	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 36 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777174	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 38 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777184	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 40 mm, samořezný, Titan	733 Kč

06-129777194	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 42 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777204	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 44 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777214	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 46 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777224	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 48 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777234	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 50 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777244	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 55 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777254	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 60 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777264	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 65 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777274	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 70 mm, samořezný, Titan	733 Kč
06-129777284	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 5 mm, L 75 mm, samořezný, Titan	733 Kč

Šrouby kostní uzamykatelné 3,5/6,8 mm, samořezné TITAN



průměr závitu	thread diameter	3,5 mm
průměr jádra	core diameter	2,9 mm
průměr hlavy	head diameter	6,8 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 2,7 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm



06-129778234	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 16 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778244	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 18 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778254	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 20 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778264	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 22 mm, samořezný, Titan	785 Kč

06-129778274	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 24 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778284	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 26 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778294	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 28 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778304	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 30 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778314	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 32 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778324	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 34 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778334	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 36 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778344	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 38 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778354	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 40 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778364	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 42 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778374	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 44 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778384	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 46 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778394	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 48 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778404	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 50 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778414	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 55 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778424	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 60 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778434	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 65 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778444	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 70 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129778454	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 75 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129787474	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 80 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129787484	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 85 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129787494	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 90 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129787504	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 95 mm, samořezný, Titan	785 Kč

06-129787514	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 100 mm, samořezný, Titan	785 Kč
06-129787524	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 3,5 mm, hlava 6,8 mm, L 105 mm, samořezný, Titan	785 Kč

Šrouby kostní uzamykatelné 5,0/6,8 mm, samořezné TITAN




průměr závitu	thread diameter	5,0 mm
průměr jádra	core diameter	4,2 mm
průměr hlavy	head diameter	6,8 mm
vrták pro závit	drill bit for threaded hole	Ø 3,9 mm
šroubovák	screwdriver	Ø 3,5 mm



06-129777984	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 16 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129777994	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 18 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778004	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 20 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778014	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 22 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778024	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 24 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778034	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 26 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778044	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 28 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778054	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 30 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778064	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 32 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778074	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 34 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778084	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 36 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778094	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 38 mm, samořezný, Titan	847 Kč

06-129778104	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 40 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778114	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 42 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778124	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 44 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778134	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 46 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778144	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 48 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778154	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 50 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778164	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 55 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778174	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 60 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778184	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 65 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778194	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 70 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129778204	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 75 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129787404	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 80 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129787414	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 85 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129787424	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 90 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129787434	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 95 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129787444	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 100 mm, samořezný, Titan	847 Kč
06-129787454	MEDIN šroub kostní uzamykatelný 5 mm, hlava 6,8 mm, L 105 mm, samořezný, Titan	847 Kč




MEDIN
Medcomplex s.r.o.

06-129777333	MEDIN Dlahy rekonstrukční úhlově stabilní 4 otvory L 48 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777343	MEDIN Dlahy rekonstrukční úhlově stabilní 5 otvorů L 60 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777353	MEDIN Dlahy rekonstrukční úhlově stabilní 6 otvorů L 72 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777363	MEDIN Dlahy rekonstrukční úhlově stabilní 7 otvorů L 84 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777373	MEDIN Dlahy rekonstrukční úhlově stabilní 8 otvorů L 96 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777383	MEDIN Dlahy rekonstrukční úhlově stabilní 9 otvorů L 108 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777393	MEDIN Dlahy rekonstrukční úhlově stabilní 10 otvorů L 120 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777403	MEDIN Dlahy rekonstrukční úhlově stabilní 11 otvorů L 132 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777413	MEDIN Dlahy rekonstrukční úhlově stabilní 12 otvorů L 144 mm, Titan	1 882 Kč

Dlahy Rekonstrukční úhlově stabilní pro 2,7 a 3,5 mm šrouby s hlavou 5 mm TITAN

Dlahy Rekonstrukční úhlově stabilní Silná pro 2,7 a 3,5 mm šrouby s hlavou 5 mm TITAN



06-129777813	MEDIN Dlahá rekonstrukční úhlově stabilní silná 4 otvorů L 48 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777823	MEDIN Dlahá rekonstrukční úhlově stabilní silná 5 otvorů L 60 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777833	MEDIN Dlahá rekonstrukční úhlově stabilní silná 6 otvorů L 72 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777843	MEDIN Dlahá rekonstrukční úhlově stabilní silná 7 otvorů L 84 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777853	MEDIN Dlahá rekonstrukční úhlově stabilní silná 8 otvorů L 96 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777863	MEDIN Dlahá rekonstrukční úhlově stabilní silná 9 otvorů L 108 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777873	MEDIN Dlahá rekonstrukční úhlově stabilní silná 10 otvorů L 120 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777883	MEDIN Dlahá rekonstrukční úhlově stabilní silná 11 otvorů L 132 mm, Titan	1 882 Kč
06-129777893	MEDIN Dlahá rekonstrukční úhlově stabilní silná 12 otvorů L 144 mm, Titan	1 882 Kč

Medcomplex s.r.o.

Masty 1

518 01 Dobruška

Czech Republic

email: info@medcomplex.cz

mobil: +420 776 270 683

Ceny jsou uvedeny bez DPH / ks bez nákladů na dopravu a jsou platné ke dni vydání nabídky (1.3.2024).