



KONĚ KATALOG



Equus Dental Harmony je francouzská společnost založená v roce 2011 Françoisem Dall'Osteria, jenž má mimořádné praktické zkušenosti v oboru koňské stomatologie. Při své praxi si uvědomil, že vybavení dostupné na trhu nebylo vždy vhodné pro požadovaný účel. V průběhu let proto vynalezl, vyvinul, nebo vylepšil mnoho produktů uvedených v nabídce EDH. Nabídka vždy nemůže být zcela vyčerpávající, proto když nenajdete, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.

Rozhodli jsme se pro cestu maximální možné modulárnosti a kompatibility. Jedině toto řešení přináší delší životnost, snadnější údržbu i servis a ve finále oproti konkurenci, nižší provozní náklady. Ekonomie vyladěná do posledního detailu přináší úsporu času a snižuje náročnost jak pro zvíře, tak ošetřující personál.

EDH filozofií je pokračovat ve vývoji a zdokonalování všech produktů. Nejsme běžní výrobci, chceme i nadále zlepšovat a ulehčovat práci všem odborníkům v oboru koňské stomatologie.

EDH MOTORY

O našich motorech

Vše je vyvinuto naší společností. Vždy s cílem snadného použití a bezproblémové funkčnosti.

- Máme spojku "EDH Quick Flex", která umožňuje propojení našeho hnacího hřídele a motoru. Rychlospojka je velmi praktická. Umíme však motor osadit také koncovkou která bude kompatibilní s hnací hřídelí Foredom nebo HDE.
- Chcete se vybavit motorem s naší spojkou "EDH Quick Flex", a občas pokračovat v používání svého starého zařízení? Žádný problém, nabízíme adaptéry, které vám umožní používat následující hnací hřídele, Dremel, Foredom, HDE.

The different coupling offered on our motors is:



EDH Quick Flex



Foredom



HDE

Do you want to equip yourself with a motor with EDH coupling while occasionally continuing to use your old equipment? No problem, we offer adapters that allow you to use the following hoses:



EDH Quick Flex



Dremel



Foredom



HDE



Equus Liberty Connect motor - AKU

Motor Equus Liberty Connect EDH byl speciálně navržen pro koňské zubaře a veterináře. Jeho kompaktní bezdrátové řešení nabízí velkou svobodu pohybu při velmi vysoké účinnosti. Motor a baterie jsou zabudovány v hliníkovém pouzdře odolném proti nárazům. Je vybaven systémem Bluetooth, který vám umožní používat všechny produkty řady Connect. Je k dispozici se spojkou EDH, Foredom nebo HDE a prodává se s jednou baterií a její nabíječkou.

Motor:

- Bezdrátový, abyste si zachovali co nejvíce volnosti
- Elektromotor s velmi vysokou účinností, extrémně tichý a nabízející výjimečný výkon při velmi nízkých otáčkách.
- Maximální rychlost je 17 000 ot./min.
- Nastavení točivého momentu motoru.
- Ochrana tlamy koně a výrazné prodloužení životnosti vybavení díky elektronické spojkce.
- Elektronická asistovaná regulace výkonu násadce.
- Vybaven ovládací obrazovkou, umožňující nastavení a ovládání.
- Digitální správa s mikroprocesorem DSP.
- Pracuje v obou směrech otáčení.
- Vybavený Bluetooth, který vám umožní používat všechny produkty z řady Connect, zapínání/vypínání vodního čerpadla (volitelně vodní čerpadlo).

Baterie:

- Kompaktní,
- 4 Ah, 50,4 V.
- Elektronická nabíječka pro rychlé nabíjení.
- Místo baterie je možné použít napájecí zdroj.

Možná pouzdra a držáky (volitelné): Batoh, Opasek, Závěsné pouzdro, Závěsný kroužek. Na opasku jsou přímo dosažitelná tlačítka nastavení motoru. Pokud se rozhodnete pro batoh nebo vzdálené umístění, doporučujeme použít nožní pedál nebo dálkové ovládání.

MOTOROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ EQUUS LIBERTY CONNECT

Vám umožňuje komunikovat se všemi produkty v dosahu pomocí Bluetooth. Váš motor může komunikovat např. s oplachovým systémem Equus Jet Connect. Jednoduché šlápnutí na pedál může spustit nebo změnit průtok čerpadla současně s vaším motorem. Pokud se nechcete rozhodnout pro Equus Jet, je možné přidat malé vodní čerpadlo k motoru pro zapnutí vodního chlazení.



Motor se prodává s opaskem. Jedná se o stejný opasek jako Equus Liberty Connect ke kterému můžete přidat kšandy.



Rozdíly oproti Equus Liberty Connect:

- Nemá Bluetooth,
- Maximální rychlost je 10 000 ot./min.,
- Možnost vodního čerpadla není k dispozici.

Tento motor je škálovatelný. Pokud chcete přejít v budoucnu na Equus Liberty Connect, je to možné.

11-EL-ELCG04	Equus Liberty Connect motor, HDE výstup, baterie V4A, nabíječka	99 450 Kč
11-EL-ELCG03	Equus Liberty Connect motor, FOREDOM výstup, baterie V4A, nabíječka	99 450 Kč
11-EL-ELC02	Equus Liberty Connect motor, EHD výstup, baterie V4A, nabíječka	99 450 Kč



Equus Liberty motor - AKU

Motor Equus Liberty byl speciálně navržen pro koňské zubaře a veterináře. Jeho kompaktní a bezdrátové řešení nabízí velkou svobodu pohybu a zároveň má velmi vysoký výkon. Motor je zabudován v hliníkovém krytu odolném proti nárazům.

Je k dispozici se spojkou EDH. Spojka Foredom nebo HDE na objednávku. Prodává se se dvěma bateriemi, kabeláží mezi baterií a motorem, nabíječkou a opaskem.

Motor:

- Bezdrátový, abyste si zachovali co nejvíce volnosti
- Elektromotor s velmi vysokou účinností, extrémně tichý a nabízející výjimečný výkon při velmi nízkých otáčkách. Maximální rychlost je 10 000 ot./min.
- Nastavení točivého momentu motoru.
- Ochrana tlamy koně a výrazné prodloužení životnosti vybavení díky elektronické spojce.
- Elektronická asistovaná regulace výkonu násadce.
- Vybavený ovládací obrazovkou, umožňující nastavení a ovládání.
- Digitální správa s mikroprocesorem DSP.
- Pracuje v obou směrech otáčení.

Baterie:

- Kompaktní
- 2,5 Ah, 40 V
- Elektronická rychlonabíječka pro rychlé nabíjení.

Pro větší autonomii lze motor použít s modelem baterie V4A (jedná se o 4Ah, 50,4V baterii). K výměně je možné použít napájecí zdroj baterie.



11-EL-ELCS2.3	EDH Motor Equus Liberty, výstup HDE, baterie, nabíječka, opasek	77 350 Kč
11-EL-ELCS2.2	EDH Motor Equus Liberty, výstup Foredom, baterie, nabíječka, opasek	77 350 Kč
11-EL-ELCS2.1	EDH Motor Equus Liberty, výstup EDH, baterie, nabíječka, opasek	77 350 Kč

EDH motor 220 V

EDH motor 220 V "drátový". Motor je tichý, napájení 220V, 530W. Jeho rychlost se pohybuje od 0 do 29 000 ot./min. Pro změnu otáček je nutné použití drátového Equus variačního nožního pedálu. Pokud se chcete rozhodnout pro bezdrátový pedál nebo dálkové ovládání, je to možné díky použití Equus Dimmer Boxu, který vytvoří spojení mezi motorem a bezdrátovým pedálem nebo dálkovým ovládáním. Motor je vybaven závěsným kroužkem. Volitelná spojka (výstup) EDH Quick Flex pro EDH příslušenství, nebo s Foredom spojkou. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.



11-MOT-530W1	EDH motor 220 V, výstup Foredom	14 918 Kč
11-MOT-530W2	EDH motor 220 V, výstup EDH	14 918 Kč

EDH MOTORY - příslušenství

Motorová zásuvka pro vozík Equodent

Tato zásuvka motoru se připevňuje na vozík Equodent. Zásuvka se prodává bez upevňovacích šroubů.



11-EL-ELCC03	EDH Motorová zásuvka pro vozík Equodent	2 348 Kč
---------------------	---	-----------------

Nabíječky baterií

EDH Nabíječka pro baterii V4A, 50,4V / 4A, vybavená modrým konektorem.



11-EL-CL14C	EDH Nabíječka baterií V4A	3 757 Kč
--------------------	---------------------------	-----------------



11-EL-CBMA EDH Nabíječka pro baterii VM2,5A **2 763 Kč**

Nožní pedál 220 V

Equus Foot Pedal je první pedál na trhu koňské stomatologie pro elektronickou regulaci vašich motorů (220V). Umožňuje měnit intenzitu motoru. Je široce kompatibilní.

Pedály jsou předem konfigurovány pro následující motory:

- Equus 220V, 29 000 ot./min.
- Suhner 300W, 28 000 ot./min.
- Suhner (HDE) 300W, 9000 ot./min.
- Kress Dental Vet 530W 29 000 ot./min.

Lze konfigurovat pro veškeré jednofázové (220V) motory až do 600 wattů.

Pomocí aplikace pro Android, lze konfigurovat, nastavit pro požadovaný motor a změnit odezvu motoru a jeho pracovní křivku. To vše z vašeho tabletu nebo smartphonu, což je velice praktické, univerzální.

Délka napájecího kabelu: 3m

Délka kabelu: pro připojení motoru: 1,5m



11-FP-FD20 EDH Equus Nožní pedál 220 V **22 100 Kč**

Pouzdra a držáky

EDH Batoh

EDH Batoh Equus Liberty Connect je navržen symetricky. To umožňuje snadné použití pro praváka i leváka. Je osazen pohodlnou pěnou a síťovinou, což je příjemné pro denní použití i v létě. Tkanina Cordura je odolná proti dešti a lze ji prát v pračce. Osazen popruhy pro extra podporu, držákem hnacího hřídele, kapsou na motor, páskem s popruhem ve tvaru V pro lepší podporu, klipem na vodní vak, kapsou na baterie a upevňovacím popruhem hnacího hřídele.



11-EL-GELC03 EDH Batoh Equus Liberty Connect **16 299 Kč**

EDH Opasek

EDH Opasek Equus Liberty Connect byl stejně jako batoh navržen symetricky, aby umožňoval snadné použití pravákům i levákům. Je osazeno pohodlnou pěnou a síťovinou. Což je příjemné na denní použití i v létě. Vnější látka Cordura je odolná proti dešti a lze jej prát v pračce. Na přání můžete opasek doplnit o kšandy. Zadní nastavení velikosti do polohy podle vaší potřeby, ochranná „ponožka“ na hnací hřídel, kapsa na motor nebo baterii, ochranná „ponožka“ pro průchod kabelů, hák na hnací hřídel, klip na vodní vak a popruh ve tvaru V pro lepší podporu.



11-EL-CELC02 EDH Opasek Equus Liberty Connect **9 116 Kč**

EDH Opasek – závěsné pouzdro

EDH Závěsná kapsa Equus Liberty Connect byla vyvinuta pro ty, kteří na sobě nechtějí nosit motor. Kapsa umožňuje společné zavěšení baterie a motoru na vysokou podpěru. Kabely jsou chráněny uvnitř kapsy. Tkanina Cordura je voděodolná a lze ji prát v pračce. Kapsa se prodává s připojovací karabinou



Otvorí početí when installing motor and battery

Otvorená kapsa pri inštalácii motora a batérie

Classical pocket ready to use

Užívateľská kapsa pripravená k použitiu



11-EL-PELC04

EDH Závěsná kapsa Equus Liberty Connect

4 144 Kč

EDH Opasek – závěsný kroužek

EDH Závěsný kroužek Equus Liberty Connect umožňuje zavěsit motor přímo bez ochrany. Je také možné jej připevnit na baterie.

Pozor, závěsný kroužek používejte pouze v případě, že pracujete s vozíkem. Pokud se rozhodnete pro závěsný kroužek, budete potřebovat alespoň prodlužovací kabel pro připojení baterie od motoru. K dispozici je také zásuvka motoru Equodent. Tyto produkty jsou umístěny za baterii. Pokud pro vás délka kabelu není vhodná, můžeme vám vyrobit vlastní na zakázku.



11-EL-EDH619

EDH Závěsný kroužek samostatný Equus Liberty Connect

367 Kč

EDH Opasek – kšandy k opasku

Pokud chcete pracovat s motorem na opasku a zároveň rozložit váhu na boky a ramena, kšandy budou vašim spojencem. Nastavitelné vpředu i vzadu, můžete je umístit libovolně.



11-EL-BELCOS

EDH Equus Liberty Connect Kšandy

3 803 Kč

EDH Prodlužovací kabel

EDH Prodlužovací kabel 2 metry umožňující připojení baterie mimo motor. Jiné délky jsou k dispozici na objednávku.



11-EL-ELCR04

EDH Prodlužovací kabel 2 m

2 210 Kč

EDH Přídavné baterie

Přídavná baterie V4A model

- Lithium-iontová baterie, zabudovaná v hliníkovém pouzdře
- Odolné proti nárazu.
- 4Ah, 50,4V.
- Rychlé nabíjení.



11-EL-BELC08 EDH Přídavná baterie V4A model **24 863 Kč**

Přídavná baterie VM2,5A model

- Lithium-iontová baterie.
- 2,5 Ah, 40 V.
- Rychlé nabíjení.



11-EL-BELC11 EDH Přídavná baterie VM2,5A model **4 420 Kč**

Základna pro napojení baterie VM2,5A

EDH Základna pro připojení baterie VM2,5A k motoru Equus Liberty.



11-EL-SBM02 EDH Základna pro napojení baterie VM2,5A **5 249 Kč**

Zdroj napájení

EDH Zdroj napájení umožňuje napájení motoru ze sítě.



11-EL-TEL01 EDH Zdroj napájení **10 498 Kč**

EDH příslušenství pro Bluetooth a bezdrátové produkty

EDH Bezdrátový dálkový ovladač

Bezdrátový dálkový ovladač vybavený Bluetooth, umožňuje ovládat všechny produkty z řady Connect.

Bezdrátové dálkové ovládání umožňuje spravovat:

- Equus Liberty Connect
- Equus Jet Connect
- Dimmer Box Connect

Malé rozměry (8,5 x 5,1 x 1,6 cm), lze jej velmi snadno umístit do kapsy, nebo připevnit přímo na batoh.



11-EC-TEC02 EDH Bezdrátový dálkový ovladač **9 945 Kč**

EDH Bezdrátový nožní pedál Connect

Tento bezdrátový pedál, vybavený Bluetooth, umožňuje ovládání pro všechny produkty v řadě Connect.

Nastavení můžete změnit pomocí aplikace pro Android, která je k dispozici na smartphonu a tabletu, nebo přes tlačítko "ON".

Např. pro změnu intenzity motoru nebo čerpadla. Pedál ovládá možnosti, jako je změna směru otáčení motoru, spuštění nebo zastavení vodního čerpadla běžícího s motorem...

Vypne se po 40 minutách nečinnosti. Magnetický konektor pro nabíjení, výdrž baterie cca 2 týdny, v závislosti na intenzitě použití. Doba nabíjení je 4h.

Vodotěsný a snadno omyvatelný pedál.



11-EL-PC01 EDH Bezdrátový nožní pedál Connect **30 360 Kč**

EDH Bezdrátový dvojitý nožní pedál Connect

Tento bezdrátový pedál vybavený Bluetooth vám umožňuje ovládat všechny produkty z řady Connect. Všechny své příkazy můžete definovat paralelně pro motor, Equus Jet, Dimmer box.

Dvojitý pedál je vybaven dvěma tlačítky s postupnou variací:

- pravé otáčení motoru
- otáčení motoru vlevo
- zapnout, vypnout vodu
- zapnout, vypnout sání
- pořizovat snímky a videa na endoskopu Telepackvet Storz

Stejně jako u bezdrátového pedálu lze nastavení změnit v aplikaci pro Android, která je k dispozici na smartphonu a tabletu. Magnetický konektor pro nabíjení, výdrž baterie cca 2 týdny, může být i více, v závislosti na vašem použití. Doba nabíjení je 4h.

Vodotěsný a snadno omyvatelný pedál.



11-EC-PDC02 EDH Bezdrátový dvojitý nožní pedál Connect **43 095 Kč**

Dimmer Box Connect

Equus Dimmer Box Connect vám umožní připojit 220V motor s bezdrátovým nožním pedálem. Volitelně můžete ovládat endoskop Storz.

Equus Dimmer Box Connect je kompatibilní s 230V motorem EDH nebo i konkurencí.

Dimmer Box pracuje například takto: pomocí bezdrátového Equus Jet Connect pedálu aktivuje motor a čerpadlo současně.

Výkon motoru (maximálně 600 wattů) je variabilní výkon, který umožňuje regulovat otáčky motoru.



11-EC-EDB02

EDH Equus Dimmer Box
Connect

22 100 Kč

Kabel Storz pro Dimmer Box

Kabel vám umožní připojit Telepackvet Storz k Equus Dimmer Box Connect.

Délka: 300 cm



11-EC-CLDS02

EDH Kabel Storz pro Dimmer
Box

4 144 Kč

EDH Quick System

Equus Dental Harmony vyvinul řadu násadců Quick Systém, jenž umožňuje skládat z rukojetí a brusů požadované finální násadce. Toto řešení má oproti konkurenci pouze nesporné výhody. Pracovní hlavice jsou odolné a zároveň velice tenké. To přináší větší pohodlí pro zvíře a snazší práci pro ošetřovatele.

Díky vhodně zvoleným materiálům jsou násadce lehké a jejich vyvážení je optimální. Rukojeti jsou vyrobeny z polymeru, což umožňuje jejich lepší držení v teple i v zimě (na rozdíl od nerezové oceli). Těla rukojetí jsou k dispozici v hliníkovém nebo nerezovém provedení. Hliník prochází úpravou, která posiluje tvrdost materiálu při zachování jeho lehkosti. Hlavy jsou z nerezové oceli. Na nastavcích je několik rychlospojek. Rychlospojka hnacího kabelu vám umožní snadno připojit rukojeť k hřídeli. Jednoduchým stisknutím tlačítka umožňuje připojení a odpojení násadce. Rychlospojka hlav umožňuje výměnu různých hlav, ale také změnu pracovní pozice hlavy bez prodlev a námahy. Nepopíratelná úspora času.

Umožňujeme praktikovi velkou autonomii při výměně opotřebitelných dílů. Je váš diamantový kousek poškozený? Není třeba ztrácet čas posláním do servisu, díl si můžete vyměnit sami. Stejně to je i v případě hnacích lanovodů.

- Modularita: Hlavy jsou použitelné na různých rukojetích. Diamantové díly lze také použít na různé hlavy (navíc uživatelem, bez nutnosti servisu)
- Praktičnost: Rychlospojka pro hnací hřídele a hlavy. Tenké hlavy pro snadný přístup k zadní části úst. 4 pracovní pozice.
- Výhody: Kombinace různých materiálů umožňuje lehkost a rovnováhu. Hlavy jsou opatřené maznicí, což zásadně zvyšuje životnost převodového ústrojí.

QUICK SYSTEM

Choose the desired extension, head and diamond piece and create your own set.

Zvol požadovaný nástavec, hlavici, diamantový brousek a vytvořte si vlastní sadu.



EDH Hlavy a jejich diamantové brusy

Všechny hlavy EDH Quick Systém jsou kompatibilní s rukojeťmi EDH a dále pak širokou škálou flexibilních hřídelí. Jsou vybaveny maznicemi, které umožňují prodloužit jejich životnost a snížit náklady na údržbu. Jsou tenké, ideální pro snadné profilování koňských zubů. Veškeré pozitivní vlastnosti hlav EDH oproti konkurenci nejlépe poznáte např. na jedenáctkách a ponících. Diamantové brusy lze uživatelem vyměnit snadno a rychle.



EDH Quick Applecore – hlavy

Hlava Quick Applecore umožňuje pracovat opravdu přesně. Díky ní lze provádět precizní ošetření dutin, diastemat, vrtání, profilování a segmentace. Výměna hlavy je snadná díky rychlospojce. Všechny hlavy Quick jsou kompatibilní s rukojeťmi. K dispozici velké množství snadno vyměnitelných diamantových brusů. Nerezová ocel. Hlava se prodává bez brusů.



11-EFRA- EBS5000	EDH Quick Applecore hlava	30 388 Kč
---------------------	---------------------------	-----------

EDH Applecore – brusy

Ø 12mm

EDH Applecore. Průměr cca 12 mm. Diamant kolem jablkového jádra. K dispozici hrubost 2 (střední zrna) a 3 (hrubé zrna).



Ø 12mm



11-EDH2401- ENG3	EDH Applecore Ø 12 mm, hrubost 3	4 117 Kč
11-EDH2401- ENG2	EDH Applecore Ø 12 mm, hrubost 2	4 117 Kč

Ø 14mm

EDH Applecore. Průměr cca 14 mm. Diamant kolem jablkového jádra. K dispozici hrubost 2 (střední zrna) a 3 (hrubé zrna).



Ø 14mm



11-EDH1225- ENG2	EDH Applecore Ø 14 mm, hrubost 2	4 117 Kč
11-EDH1225- ENG3	EDH Applecore Ø 14 mm, hrubost 3	4 117 Kč

Ø 17mm

EDH Applecore. Průměr cca 17 mm. Diamant kolem jablkového jádra. K dispozici hrubost 2 (střední zrno) a 3 (hrubé zrno).



Ø 17mm



11-EDH1212-ENG2	EDH Applecore Ø 17 mm, hrubost 2	4 117 Kč
11-EDH1212-ENG3	EDH Applecore Ø 17 mm, hrubost 3	4 117 Kč

Ø 19mm

EDH Applecore. Průměr cca 19 mm. Diamant kolem jablkového jádra. K dispozici hrubost 2 (střední zrno) a 3 (hrubé zrno).



Ø 19mm



11-EDH1212+-ENG2	EDH Applecore Ø 19 mm, hrubost 2	4 117 Kč
11-EDH1212+-ENG3	EDH Applecore Ø 19 mm, hrubost 3	4 117 Kč

EDH Diastema – brusy

Ø 3mm

EDH Quick diastema. Diamant okolo, hrot není brusný. Průměr 3 mm. Délka cca 20 mm. K dispozici hrubost 1 (jemné zrno).



3mm



11-EDH1489-ENG1	EDH Diastema Ø 3 mm, hrubost 1	3 868 Kč
-----------------	--------------------------------	----------

Ø 3mm

EDH Quick All diastema. Diamant okolo i ve špičce. Průměr 3 mm. Délka cca 20 mm. K dispozici hrubost 1 (jemné zrno).



3mm



11-EDH1469-ENG1	EDH Diastema Ø 3 mm All, hrubost 1	3 868 Kč
-----------------	------------------------------------	----------

Ø 4mm

EDH Quick diastema. Diamant okolo, hrot není brusný. Průměr 4 mm. Délka cca 20 mm. K dispozici hrubost 1 (jemné zrna).



4mm



11-EDH1490-ENG1	EDH Diastema Ø 4 mm, hrubost 1	3 868 Kč
-----------------	--------------------------------	----------

EDH Buccal – brusy

Ø 33mm

EDH Buccal Ø 33 mm. K dispozici hrubost 2 (střední zrna).



11-EDH2361-ENG2	EDH Buccal Ø 33 mm, hrubost 2	4 144 Kč
-----------------	-------------------------------	----------

Ø 4mm

EDH Quick All diastema. Diamant okolo i ve špičce. Průměr 4 mm. Délka cca 20 mm. K dispozici hrubost 1 (jemné zrna).



4mm



11-EDH1470-ENG1	EDH Diastema Ø 4 mm All, hrubost 1	3 868 Kč
-----------------	------------------------------------	----------

Ø 33mm C

EDH Buccal Ø 33 mm C s otočným krytem. K dispozici hrubost 2 (střední zrna).



11-EDH2367-ENG2	EDH Buccal Ø 33 mm C s otočným krytem, hrubost 2	4 696 Kč
-----------------	--	----------

Ø 40mm C

EDH Buccal Ø 40 mm C s otočným krytem. K dispozici hrubost 2 (střední zrna).



11-EDH1766-ENG2	EDH Buccal Ø 40 mm C s otočným krytem, hrubost 2	4 696 Kč
-----------------	--	----------

EDH Canine Ø 17 mm

Pouze pro práci na špičácích. Průměr cca 17 mm. Diamant vepředu. K dispozici hrubost 1 (jemná zrna).



11-EDH1439-ENG1	EDH Canine Ø 17 mm, hrubost 1	3 039 Kč
-----------------	-------------------------------	----------

EDH Canine – brusy

Canine Dual Ø 17 mm

EDH Canine Dual Applecore. Průměr cca 17 mm. Diamant kolem a vepředu. K dispozici hrubost 2 (střední zrna).



11-EDH1437-ENG2	EDH Canine Dual Applecore Ø 17 mm, hrubost 2	4 420 Kč
-----------------	--	----------

EDH Conical– brusy

EDH Conical interdental 10 mm short

Krátký kónický mezizubní brus pro péči o diastemy nebo kazy. Délka diamantové části cca 10 mm. K dispozici hrubost 1 (jemné zrna).



11-EDH2379-ENG1	EDH Conical interdental 10 mm short, hrubost 1	3 729 Kč
-----------------	--	----------

EDH Conical interdental 15 mm long

Dlouhý kónický mezizubní brus pro péči o diastemy nebo kazy. Délka diamantové části cca 15 mm. K dispozici hrubost 1 (jemné zrno).



11-EDH2380- ENG1	EDH Conical interdental 10 mm long, hrubost 1	3 729 Kč
---------------------	---	----------

EDH Cylindrica– brusy

Ø 11 mm

Průměr: cca 11 mm, délka cca 20 mm. Diamant kolem. K dispozici hrubost 2 (střední zrno).



11-EDH1737- ENG2	EDH Cylindrical Ø 11 mm, hrubost 2	3 591 Kč
---------------------	------------------------------------	----------

EDH Conical Ø 12 - 25 mm

K dispozici hrubost 2 (střední zrno).



11-EDH2257- ENG2	EDH Conical Ø 12 - 25 mm, hrubost 2	4 895 Kč
---------------------	-------------------------------------	----------

EDH Quick Diastema – hlavy

Tato hlava je jemná a při práci precizní. Umožňuje vám být přesnější při opracování diastemat, dutin a segmentací. K dispozici je sada brusů z karbidu wolframu, segmentových brusů a límců. Výměna hlavice je snadná díky rychlospojce, všechny hlavice Quick jsou kompatibilní s rukojetmi. Hlava se prodává vybavená 3mm límcem a bez brusů.



11-EFRA- EBS6090	EDH Quick Diastema hlava	24 863 Kč
---------------------	--------------------------	-----------

EDH Quick Diastema – brusy

EDH Ball

Kuličkové brusy. Ø dřívku pro upínací kleštinu 2,35 mm.
Dostupné průměry a délky viz. ceníkové položky.



11-FRA-FCR2.3	EDH Short Ball Ø 2,3 mm / L 34 mm, pro kleštinu Ø 2,35 mm	414 Kč
11-FRA-FCRC18	EDH Short Ball Ø 1,8 mm / L 34 mm, pro kleštinu Ø 2,35 mm	414 Kč
11-FRA-FCRL18	EDH Long Ball Ø 1,8 mm / L 44,5 mm, pro kleštinu Ø 2,35 mm	414 Kč
11-FRA-FCRL23	EDH Long Ball Ø 2,3 mm / L 44,5 mm, pro kleštinu Ø 2,35 mm	414 Kč

EDH Diastema Ø 3 mm All

EDH Diastema Ø 3 mm / délka 38,4 mm brus. Diamant okolo i ve špičce. K dispozici hrubost 1 (jemná zrna). Možnost volby stopky pro kleštiny Ø 3,0 mm nebo 3,175 mm.



11-EDH2195-ENG1	EDH Diastema Ø 3 mm / L 38,4 mm All, pro kleštinu Ø 3 mm	1 216 Kč
11-EDH2197-ENG1	EDH Diastema Ø 3 mm / L 38,4 mm All, pro kleštinu Ø 3,175 mm	1 216 Kč

EDH Diastema Ø 3 mm

EDH Diastema Ø 3 mm / délka 38,4 mm brus. Špička není pokryta diamantem. K dispozici hrubost 1 (jemná zrna). Možnost volby stopky pro kleštiny Ø 3,0 mm nebo 3,175 mm.



11-EDH2196-ENG	EDH Diastema Ø 3 mm / L 38,4 mm, pro kleštinu Ø 3 mm	1 243 Kč
11-EDH2198-ENG	EDH Diastema Ø 3 mm / L 38,4 mm, pro kleštinu Ø 3,175 mm	1 243 Kč

EDH Lindemann Ø 2 mm

Ø dřívku pro upínací kleštinu 2,35 mm.
Dostupné délky viz. ceníkové položky.



11-FRA-FLL2	EDH Medium Lindenmann Ø 2 mm / L 55 mm, pro kleštinu Ø 2,35 mm	1 658 Kč
11-FRA-FLL234	EDH Short Lindenmann Ø 2 mm / L 34 mm, pro kleštinu Ø 2,35 mm	1 658 Kč

EDH Segmentation Ø 3 mm

Ø dříku pro upínací kleštinu 3,175 mm.
Dostupné délky viz. ceníkové položky.



11-FRA-FSLR113	EDH Segmentační brus krátký Ø 3 mm, délka 38 mm, kleština Ø 3,175 mm	553 Kč
11-FRA-FSM01	EDH Segmentační brus střední Ø 3 mm, délka 50 mm, kleština Ø 3,175 mm	553 Kč
11-FRA-FSP11	EDH Segmentační brus dlouhý Ø 3 mm, délka 75 mm, kleština Ø 3,175 mm	691 Kč

EDH Upínací kleštiny pro diastema hlavu



11-FRA-6PD2.35	EDH Upínací kleština Ø 2,35 mm pro diastema hlavu	2 210 Kč
11-FRA-6PD3	EDH Upínací kleština Ø 3,0 mm pro diastema hlavu	2 210 Kč
11-FRA-6PD3.175	EDH Upínací kleština Ø 3,175 mm pro diastema hlavu	2 210 Kč

EDH Quick Disk hlava – hlavy

Výška hlavy pouze 21,82 mm. To umožňuje snadno profilovat zuby koně. Oceníte zejména na jedenáctkách a ponících.

Rotace hlavy poskytuje 4 pracovní polohy.

Diamantový brus zabraňuje přehřívání zubů, respektuje sliznice. Výměna brusného kotouče je snadná. Výměna hlavice je snadná díky rychlospojce.

Všechny hlavice Quick jsou kompatibilní s rukojeťmi. Což šetří čas i peníze, možností výměny pouze samotné hlavy. Brusné kotouče jsou k dispozici v provedení různých velikostí a hrubostí diamantových zrn, více či méně agresivních. Vše samozřejmě uživatelem vyměnitelné.

Maximální průměr kotouče: ± 29 mm.

Nerezová ocel.

Hlava se prodává bez diamantového kotouče.



11-EFRA-EBS4000	EDH Quick Disk hlava	30 388 Kč
------------------------	----------------------	------------------

EDH Quick Disk hlava malá – hlavy

Výška hlavy pouze 21 mm. To umožňuje snadno profilovat zuby koně. Oceníte zejména na jedenáctkách a ponících.

Rotace hlavy poskytuje 4 pracovní polohy.

Diamantový brus zabraňuje přehřívání zubů, respektuje sliznice. Výměna brusného kotouče je snadná. Výměna hlavice je snadná díky rychlospojce.

Všechny hlavice Quick jsou kompatibilní s rukojeťmi. Což šetří čas i peníze, možností výměny pouze samotné hlavy. Brusné kotouče jsou k dispozici v provedení různých velikostí a hrubostí diamantových zrn, více či méně agresivních. Vše samozřejmě uživatelem vyměnitelné.

Maximální průměr kotouče: ± 22 mm.

Nerezová ocel.

Hlava se prodává bez diamantového kotouče.



11-EFRA-EBS4000-1	EDH Quick Disk hlava malá	30 388 Kč
--------------------------	---------------------------	------------------

EDH Quick Disk hlava – brusy

EDH Disk 20 mm

Průměr 20mm. Diamant v ploše i na straně.

Pro: EDH Quick Disk hlava a EDH Quick Disk hlava malá



11-EDH1404-ENG2	EDH Disc 20 mm, hrubost 2	4 116 Kč
11-EDH1404-ENG3	EDH Disc 20 mm, hrubost 3	4 116 Kč

EDH Disk 23 mm

Průměr 23mm. Diamant v ploše.

Pro: EDH Quick Disk hlava a EDH Quick Disk hlava malá



11-EDH1529-ENG2	EDH Disc 23 mm, hrubost 2	4 116 Kč
11-EDH1529-ENG3	EDH Disc 23 mm, hrubost 3	4 116 Kč

EDH Disk 26 mm

Průměr 26mm. Diamant v ploše i na straně.

Pro: EDH Quick Disk hlava



11-EDH1224-ENG2	EDH Disc 26 mm, hrubost 2	4 116 Kč
11-EDH1224-ENG3	EDH Disc 26 mm, hrubost 3	4 116 Kč

EDH Disk 28 mm

Průměr 28mm. Diamant v ploše.

Pro: EDH Quick Disk hlava



11-EDH1203-ENG1	EDH Disc 28 mm, hrubost 1	4 116 Kč
11-EDH1203-ENG2	EDH Disc 28 mm, hrubost 2	4 116 Kč
11-EDH1203-ENG3	EDH Disc 28 mm, hrubost 3	4 116 Kč
11-EDH1203-ENG3N	EDH Disc 28 mm, hrubost 3N (přírodní diamant s hrubým zrnem)	4 116 Kč

EDH Quick Straight fix – hlavy

EDH Quick straight coupler

Rovná hlava, jemná, montovatelná s maznicí. Tato hlava je vybavena rychlospojkou pro upevnění diamantových brusů. Vhodná k příležitostnému použití. Ochranný kryt, který je při používání potřebný, se snadno připevní na hlavu díky upevňovacímu tlačítku. K dispozici jsou různé diamantové brusy a různé ochranné kryty. Nerezová ocel. Hlava se prodává bez brusů a ochranného krytu.



11-EDH2054 EDH Quick straight coupler hlava C **16 575 Kč**

EDH Quick straight fix

Rovná hlava, jemná, montovatelná s maznicí. Tato hlava není vybavena rychlospojkou pro upevnění diamantových brusů. Je ideální pro intenzivní používání. Ochranný kryt, který je při používání potřebný, se snadno připevní na hlavu díky upevňovacímu tlačítku. K dispozici jsou různé diamantové brusy a různé ochranné kryty. Nerezová ocel. Hlava se prodává bez brusů a ochranného krytu.



11-EDH2644 EDH Quick straight fix hlava F **15 194 Kč**

EDH Quick Straight fix – brusy

Ball D10 C,H

Brus Kulička. Průměr cca. 10 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 2



11-EDH2364-EN EDH Brus Kulička pro hlavu C a H.
Průměr cca. 10 mm. Hrubost 2 **3 591 Kč**

Ball D12 C,H

Brus Kulička. Průměr cca. 12 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 2



11-EDH1345-EN EDH Brus Kulička pro hlavu C a H.
Průměr cca. 12 mm. Hrubost 2 **3 591 Kč**

Ball D19 C,H

Brus Kulička. Průměr cca. 19 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 2



11-EDH1239-EN EDH Brus Kulička pro hlavu C a H. Průměr cca. 19 mm. Hrubost 2 **3 868 Kč**

Dual Canine

Brus na špičáky dvojitý. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 2.



11-EDH1438-EN EDH Dvojitý brus na špičáky pro hlavu C a H. Hrubost 2 **4 696 Kč**

Canine

Brus na špičáky. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 2.



11-EDH1440-EN EDH Brus na špičáky pro hlavu C a H. Hrubost 2 **3 315 Kč**

Cylindrical dlouhý D11 C,H

Dlouhý válcový Brus D11. Průměr cca. 11 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Plochá špička, diamant hrubost 2.



11-EDH2376-EN EDH Dlouhý válcový Brus D11 pro hlavu C a H. Průměr cca. 11 mm. Hrubost 2 **4 420 Kč**

Cylindrical dlouhý D11 F

Dlouhý válcový Brus D11. Průměr cca. 11 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight fix hlavou F. Plochá špička, diamant hrubost 2.



Medcomplex s.r.o.

11-EDH1517-EN	EDH Dlouhý válcový Brus D11 pro hlavu F. Průměr cca. 11 mm. Hrubost 2	4 144 Kč
----------------------	--	-----------------

Cylindrical dlouhý D15 C,H

Dlouhý válcový Brus D15. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojeťí krátkou úzkou H. Plochá špička, diamant hrubost 2 nebo 3.



Medcomplex s.r.o.

11-EDH2377-EN	EDH Dlouhý válcový Brus D15 pro hlavu C a H. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	4 420 Kč
11-EDH2377-ENG3	EDH Dlouhý válcový Brus D15 pro hlavu C a H. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 3	4 420 Kč

Cylindrical krátký D11 C,H

Krátký válcový Brus D11. Průměr cca. 11 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojeťí krátkou úzkou H. Plochá špička, diamant hrubost 2.



Medcomplex s.r.o.

11-EDH1253-EN	EDH Krátký válcový Brus D11 pro hlavu C a H. Průměr cca. 11 mm. Hrubost 2	3 868 Kč
----------------------	--	-----------------

Cylindrical dlouhý D15 F

Dlouhý válcový Brus D15. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight fix hlavou F. Plochá špička, diamant hrubost 2 nebo 3.



Medcomplex s.r.o.

11-EDH1787-EN	EDH Dlouhý válcový Brus D15 pro hlavu F. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	4 144 Kč
11-EDH1787-ENG3	EDH Dlouhý válcový Brus D15 pro hlavu F. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 3	4 144 Kč

Cylindrical krátký D15 C,H

Krátký válcový Brus D15. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Plochá špička, diamant hrubost 2.



11-EDH2378-EN	EDH Krátký válcový Brus D15 pro hlavu C a H. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	3 868 Kč
----------------------	---	-----------------

Cylindrical krátký zaoblený D15 C,H

Krátký válcový Brus D15. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Zaoblená špička, diamant hrubost 2 a 3.



11-EDH1468-ENG2	EDH Krátký válcový zaoblený Brus D15 pro hlavu C a H. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	3 868 Kč
11-EDH1468-ENG3	EDH Krátký válcový zaoblený Brus D15 pro hlavu C a H. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 3	3 868 Kč

Cylindrical krátký D15 F

Krátký válcový Brus D15. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight fix hlavou F. Plochá špička, diamant hrubost 2.



11-EDH1857-EN	EDH Krátký válcový Brus D15 pro hlavu F. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	3 868 Kč
----------------------	---	-----------------

Cylindrical krátký zaoblený D15 F

Krátký válcový Brus D15. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight fix hlavou F. Zaoblená špička, diamant hrubost 2 a 3.



11-EDH2256-ENG2	EDH Krátký válcový zaoblený Brus D15 pro hlavu F. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	3 868 Kč
11-EDH2256-ENG3	EDH Krátký válcový zaoblený Brus D15 pro hlavu F. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 3	3 868 Kč

Cylindrical kuželovitý C,H

Kuželovitý válcový Brus. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 2.



11-EDH1255-EN EDH Kuželovitý válcový Brus pro hlavu C a H. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2 **4 420 Kč**

Disk 50 mm

Disc průměr 50 mm, šířka cca 1,9mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 0 (velice jemný) na ploše i hraně.



11-EDH2009 EDH Disc průměr 50 mm, šířka cca 1,9mm. Kompatibilní s hlavou C a H. Diamant hrubost 0 **4 420 Kč**

Disk 40 mm

Disc průměr 40 mm, šířka cca 1,4mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 0 (velice jemný) na ploše i hraně.



11-EDH1448 EDH Disc průměr 40 mm, šířka cca 1,4mm. Kompatibilní s hlavou C a H. Diamant hrubost 0 **4 144 Kč**

Disk 60 mm

Disc průměr 60 mm, šířka cca 3,2mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH ukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 0 (velice jemný) na ploše. Na hraně diamant není.



11-EDH2006 EDH Disc průměr 60 mm, šířka cca 3,2mm. Kompatibilní s hlavou C a H. Diamant hrubost 0 **4 696 Kč**

EDH kryty

Karbonový kryt

Tento kryt z uhlíkových vláken vám pomáhá udržet hlen mimo pracovní hlavu.

Pro: EDH Quick Disk hlava a EDH Quick Disk hlava malá



11-EQS-CFCD29

EDH Karbonový kryt

801 Kč

EDH Příslušenství

EDH sada nářadí Quick

Sada nástrojů umožňuje výměnu diamantových brusů na hlavě.



11-EQS-SET001

EDH sada nářadí Quick

2 486 Kč

Kryty Cylindrical D11

Dlouhý

Kryt pro dlouhý cylindrical brus D11 F, C.

Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



11-EDH1519

EDH Kryt pro dlouhý cylindrical brus D11

4 973 Kč

Krátký

Kryt pro krátký cylindrical brus D11 C.

Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C.



11-EDH2375

EDH Kryt pro krátký cylindrical brus D11

4 420 Kč

Široký dlouhý

Široký kryt pro dlouhý cylindrical brus D11 F,C

EDH Kryt široký pro dlouhý cylindrical brus D11. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



11-EDH1862

EDH Kryt široký pro dlouhý cylindrical brus D11

5 525 Kč

Kryty Cylindrical D15

Dlouhý

Kryt pro dlouhý cylindrical brus D15. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



11-EDH1788	EDH Kryt pro dlouhý cylindrical brus D15	4 420 Kč
-------------------	--	-----------------

Krátký

Kryt pro krátký cylindrical brus D15. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



11-EDH1858	EDH Kryt pro krátký cylindrical brus D15	4 420 Kč
-------------------	--	-----------------

Krátký zaoblený

Kryt pro krátký zaoblený cylindrical brus D15. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



11-EDH2275	EDH Kryt pro krátký zaoblený cylindrical brus D15	4 420 Kč
-------------------	---	-----------------

Široký dlouhý

Kryt široký pro dlouhý cylindrical brus D15. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



11-EDH1861	Kryt široký pro dlouhý cylindrical brus D15 F,C	5 525 Kč
-------------------	---	-----------------

Vysoký dlouhý

Kryt vysoký pro dlouhý cylindrical brus D15. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



11-EDH1859	Kryt vysoký pro dlouhý cylindrical brus D15 F,C	4 973 Kč
-------------------	---	-----------------

Kryty pro brus Disc

Disc 40, 50 a 60 mm C

Kryt pro brus Disc 40, 50 a 60 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C.



11-EDH2373	EDH Kryt pro brus Disc 40 mm C	4 420 Kč
11-EDH2010	EDH Kryt pro brus Disc 50 mm C	4 420 Kč
11-EDH2008	EDH Kryt pro brus Disc 60 mm C	4 420 Kč

EDH Nejběžnější sestavy

EDH EQ 4000 Disk

- K dispozici s různými spojkami
- Vyrobeno z hliníku nebo nerezové oceli

Equus Quick Disc 4000 se skládá z:

- Dlouhý zakřivený nástavec z nerezové oceli popř. hliník dle vašeho výběru
- Hlavice pro kotoučový brus
- Diamantový kotouč hrubost 2.

Délka nástavce: 46,7 cm

Celková délka: 52,5 cm

Průměr kotouče: 28,73 mm

Výška hlavy s kotoučem: 21,82 mm



11-EFRA-EBS4050	Equus Quick disc 4000, Hliník, spojka EDH	47 653 Kč
11-EFRA-EBS4050AH	Equus Quick disc 4000, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	47 653 Kč
11-EFRA-EBS4050AK	Equus Quick disc 4000, Hliník, spojka Kdrive	47 653 Kč
11-EFRA-EBS4050I	Equus Quick disc 4000, Nerez, spojka EDH	47 653 Kč
11-EFRA-EBS4050IH	Equus Quick disc 4000, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	47 653 Kč
11-EFRA-EBS4050IK	Equus Quick disc 4000, Nerez, spojka Kdrive	47 653 Kč

EDH EQ 5000 Applecore

- K dispozici s různými spojkami
- Vyrobeno z hliníku nebo nerezové oceli

Equus Quick Applecore 5000 se skládá z:

- Dlouhý rovný nástavec z nerezové oceli nebo hliníku dle vašeho výběru,
- Applecore hlava
- Brus Applecore hrubost 2, velikost dle vašeho výběru

Délka prodloužení: 44 cm

Délka s applecore hlavicí: 50 cm



11-EFRA-EBS5050	Equus Quick applecore 5000, Hliník, spojka EDH	46 824 Kč
11-EFRA-EBS5050AH	Equus Quick applecore 5000, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	46 824 Kč
11-EFRA-EBS5050AK	Equus Quick applecore 5000, Hliník, spojka Kdrive	46 824 Kč
11-EFRA-EBS5050I	Equus Quick applecore 5000, Nerez, spojka EDH	46 824 Kč
11-EFRA-EBS5050IH	Equus Quick applecore 5000, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	46 824 Kč
11-EFRA-EBS5050IK	Equus Quick applecore 5000, Nerez, spojka Kdrive	46 824 Kč

EDH EQ 6000 Diastema

- K dispozici s různými spojkami
- Vyrobeno z hliníku nebo nerezové oceli

Equus Quick diastema 6000 se skládá z:

- Střední rovný nástavec z nerezové oceli nebo hliníku dle vašeho výběru
- Diastema hlava
- 3 mm diastema brus, hrot nemá potažen diamantem
- 3 mm objímka

Délka prodloužení: 44 cm

Délka s hlavou: 50 cm



11-EFRA-EBS6050	Equus Quick Diastema 6000, Hliník, spojka EDH	43 509 Kč
11-EFRA-EBS6050AH	Equus Quick Diastema 6000, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	43 509 Kč
11-EFRA-EBS6050AK	Equus Quick Diastema 6000, Hliník, spojka Kdrive	43 509 Kč
11-EFRA-EBS6050IF	Equus Quick Diastema 6000, Nerez, spojka Kdrive	43 509 Kč
11-EFRA-EBS6050IH	Equus Quick Diastema 6000, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	43 509 Kč
11-EFRA-EBS6050I	Equus Quick Diastema 6000, Nerez, spojka EDH	43 509 Kč

EDH EQ 7000 Straight fix

Hlava umožňuje použití různých válcových brusů, různých průměrů, s ochranným krytem nebo bez něj. Brusy malého průměru usnadňují práci v malých ústech. Ochranný kryt je snadno nastavitelný a velmi rychle odstranitelný. Brusy jsou samozřejmě také snadno vyměnitelné.

Equus Quick Straight fix 7000 se skládá z:

- Středně dlouhého, rovného nástavce z nerezové oceli nebo hliníku dle vašeho výběru
- Rovné hlavy
- Dlouhého brusy D15 s plochým koncem
- Širokého ochranného krytu

- K dispozici s různými spojkami

- Vyrobeno z hliníku nebo nerezové oceli
- Délka prodloužení: 44 cm
- Délka s hlavou a krytem: 50 cm



11-EFRA-EBS7050AH	Equus Quick Straight fix 7000, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	38 675 Kč
11-EFRA-EBS7050AK	Equus Quick Straight fix 7000, Hliník, spojka Kdrive	38 675 Kč
11-EFRA-EBS7050E	Equus Quick Straight fix 7000, Hliník, spojka EDH	38 675 Kč
11-EFRA-EBS7050EI	Equus Quick Straight fix 7000, Nerez, spojka EDH	38 675 Kč
11-EFRA-EBS7050IH	Equus Quick Straight fix 7000, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	38 675 Kč
11-EFRA-EBS7050IK	Equus Quick Straight fix 7000, Nerez, spojka Kdrive	38 675 Kč

EDH Rukojeti a prodloužení

EDH Rukojeť krátká

- umožňuje připojení různých hlav, tak aby byla pracovní vzdálenost co nejkratší.
 - k dispozici s různými spojkami.
 - polymerová rukojeť, spojka z nerezové oceli.
- Délka: 13,5 cm



11-EFRA-EBS2000	EDH Rukojeť krátká, spojka EDH	13 481 Kč
11-EFRA-EBS2000H	EDH Rukojeť krátká, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	13 481 Kč
11-EFRA-EBS2000K	EDH Rukojeť krátká, spojka Kdrive	13 481 Kč

EDH Rukojeť krátká úzká

- umožňuje zkrátit pracovní vzdálenost za účelem práce na přední části tlamy
- je tenčí než rukojeť kompatibilní s hlavami
- do této rukojeti se nepřipojuje hlava, ale přímo finální nástroj k tomu určený
- k dispozici s různými spojkami
- fixace a úchop se liší od krátké rukojeti určené pro hlavy, nástroje jsou blíže k ruce
- nerezová ocel
- prodává se bez diamantového brusu



11-EFRA-EBS7000.E	EDH Handle short thin, spojka EDH	12 708 Kč
11-EFRA-EBS7000.H	EDH Handle short thin, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	12 708 Kč
11-EFRA-EBS7000.K	EDH Handle short thin, spojka Kdrive	12 708 Kč

EDH Rukojeť prodloužená přímá

- umožňuje připojení různých hlav
- k dispozici z hliníku nebo nerezové oceli a s různými spojkami

L - Dlouhá rovná, délka: 44,5 cm

M - Střední rovná, délka: 39,5 cm

S - Krátká rovná, délka: 34,5 cm



11-EFRA-EBS2100	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 39,5 cm, Hliník, spojka EDH	18 785 Kč
11-EFRA-EBS2100I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 39,5 cm, Nerez, spojka EDH	18 785 Kč

11-EFRA-EBS2101	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 39,5 cm, Hliník, spojka Kdrive	18 785 Kč
11-EFRA-EBS2101I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 39,5 cm, Nerez, spojka Kdrive	18 785 Kč
11-EFRA-EBS2102	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 39,5 cm, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	18 785 Kč
11-EFRA-EBS2102I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 39,5 cm, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	18 785 Kč
11-EFRA-EBS2200	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 34,5 cm, Hliník, spojka EDH	18 785 Kč
11-EFRA-EBS2200I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 34,5 cm, Nerez, spojka EDH	18 785 Kč
11-EFRA-EBS2201	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 34,5 cm, Hliník, spojka Kdrive	18 785 Kč
11-EFRA-EBS2201I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 34,5 cm, Nerez, spojka Kdrive	18 785 Kč
11-EFRA-EBS2202	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 34,5 cm, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	18 785 Kč
11-EFRA-EBS2202I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 34,5 cm, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	18 785 Kč
11-EFRA-EBS2300	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 44,5 cm, Hliník, spojka EDH	18 785 Kč
11-EFRA-EBS2300-A	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 44,5 cm, Nerez, spojka EDH	18 785 Kč
11-EFRA-EBS2301	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 44,5 cm, Hliník, spojka Kdrive	18 785 Kč
11-EFRA-EBS2301I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 44,5 cm, Nerez, spojka Kdrive	18 785 Kč
11-EFRA-EBS2302	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 44,5 cm, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	18 785 Kč
11-EFRA-EBS2302I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 44,5 cm, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	18 785 Kč

EDH Rukojeť prodloužená zakřivená

- umožňují připojení různých hlav
- standardní (dlouhý), délka: 48 cm
- střední, délka: 43 cm
- každý nástavec je k dispozici v hliníkovém nebo nerezovém provedení a s různými spojkami



11-EFRA-EBS2310	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 48 cm, Hliník, spojka EDH	19 890 Kč
11-EFRA-EBS2310I	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 48 cm, Nerez, spojka EDH	19 890 Kč
11-EFRA-EBS2311	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 48 cm, Hliník, spojka Kdrive	19 890 Kč
11-EFRA-EBS2311I	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 48 cm, Nerez, spojka Kdrive	19 890 Kč
11-EFRA-EBS2312	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 48 cm, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dynymic	19 890 Kč
11-EFRA-EBS2312I	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 48 cm, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dynymic	19 890 Kč
11-EFRA-EBS2320	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 43 cm, Hliník, spojka EDH	19 890 Kč
11-EFRA-EBS2320I	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 43 cm, Nerez, spojka EDH	19 890 Kč
11-EFRA-EBS2321	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 43 cm, Hliník, spojka Kdrive	19 890 Kč
11-EFRA-EBS2321I	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 43 cm, Nerez, spojka Kdrive	19 890 Kč
11-EFRA-EBS2322	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 43 cm, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dynymic	19 890 Kč
11-EFRA-EBS2322I	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 43 cm, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dynymic	19 890 Kč

EDH Sety

Connect Freedom set

Tento set se skládá z:

- Equus Liberty Connect motor, spojka (výstup motoru) dle vašeho výběru, s baterií.
- Závěsná kapsa Equus Liberty Connect
- Bezdrátový jednožní pedál Connect,
- Equus Jet Connect s vysokotlakou pumpou a chladicím čerpadlem.



11-PAC-COFREE01 EDH Connect Freedom set **209 950 Kč**

Connect Quick set

Tento set se skládá z:

- Equus Liberty Connect motor, EHD výstup
- EDH Batoh Equus Liberty Connect
- EDH bezdrátový jednožní pedál Connect,
- EDH bezdrátové dálkové ovládání
- EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick Systém
- Equus Quick Disc 4000 obsahuje:
 - dlouhý zakřivený nástavec z hliníku
 - hlavice pro kotoučový brus
 - diamantový kotouč hrubost 2.
- Equus Quick Applecore 5000 obsahuje:
 - dlouhý rovný nástavec z hliníku



11-PAC-COQUI01 EDH Connect Quick set **243 100 Kč**

Quick Basic set

Tento set se skládá z:

- EDH motor - 220 V, EHD výstup
- EDH Opasek Equus Liberty Connect
- EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick Systém
- Equus Quick Disc 4000 obsahuje:
 - dlouhý zakřivený nástavec z hliníku nebo nerez dle volby
 - hlavice pro kotoučový brus
 - diamantový kotouč hrubost 2.
- Equus Quick Applecore 5000 obsahuje:
 - dlouhý rovný nástavec z hliníku nebo nerez dle volby
 - applecore hlava
 - brus Applecore hrubost 2, Ø 17 mm



11-PAC-QS01 EDH Quick Basic set **168 485 Kč**

Quick Disc set

Tento set se skládá z:

- EDH motor - 220 V, EHD výstup
- EDH Opasek Equus Liberty Connect
- EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick Systém
- Equus Quick Disc 4000 obsahuje:
 - dlouhý zakřivený nástavec z hliníku nebo nerez dle volby
 - hlavice pro kotoučový brus
 - diamantový kotouč hrubost 2.



11-EL-ELCG04	Equus Liberty Connect motor, HDE výstup, baterie V4A, nabíječka	99 450 Kč
---------------------	---	------------------

Quick Plus set

Tento set se skládá z:

- EDH motor - 220 V, EHD výstup
- EDH Opasek Equus Liberty Connect
- EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick Systém
- Equus Quick Disc 4000 obsahuje:
 - dlouhý zakřivený nástavec z hliníku nebo nerez dle volby
 - hlavice pro kotoučový brus
 - diamantový kotouč hrubost 2.
- Equus Quick Applecore 5000 obsahuje:
 - dlouhý rovný nástavec z hliníku nebo nerez dle volby
 - applecore hlava
 - brus Applecore hrubost 2, Ø 17 mm
- EDH Rukojeť krátká úzká
- EDH Brus Kulička průměr cca. 19 mm
- EDH Disc průměr 60 mm



11-PAC-QS02	Quick Plus Set	187 850 Kč
--------------------	----------------	-------------------

Wired set n° 1

Tento set se skládá z:

- EDH motor 220 V "drátový" S výstupem EDH nebo Foderom
- EDH Nožní pedál 220 V



11-MOT-530W2050	Wired set n° 1 S výstupem EDH	32 598 Kč
11-MOT-530W1050	Wired set n° 1 S výstupem Foderom	32 598 Kč

Wired set n° 2

Tento set se skládá z:

- EDH motor 220 V "drátový" S výstupem EDH
- EDH Nožní pedál 220 V
- EDH hnací hřídel 140 cm
- Equus Quick Disc 4000 obsahuje:
 - dlouhý zakřivený nástavec z hliníku nebo nerez dle volby
 - hlavice pro kotoučový brus
 - diamantový kotouč hrubost 2.



11-MOT-530WP2	Wired set n° 2	82 847 Kč
----------------------	----------------	------------------

Wired set n° 3

Tento set se skládá z:

- EDH motor 220 V “drátový” S výstupem EDH
- EDH Nožní pedál 220 V
- EDH hnací hřídel 140 cm
- Equus Quick Disc 4000 obsahuje:
 - dlouhý zakřivený nástavec z hliníku nebo nerezů dle volby
 - hlavice pro kotoučový brus
 - diamantový kotouč hrubost 2.
- Equus Quick Applecore 5000 obsahuje:
 - dlouhý rovný nástavec z hliníku nebo nerezů dle volby
 - applecore hlava
 - brus Applecore hrubost 2, Ø 17 mm
- EDH Rukojeť krátká úzká
- EDH Disc průměr 50 mm



11-PAC-MAN220 Wired set n° 3 **138 097 Kč**

Wired set n° 4

Tento set se skládá z:

- EDH motor 220 V “drátový” S výstupem EDH nebo Foderom
- EDH Bezdrátový nožní pedál Connect
- EDH Equus Dimmer Box Connect.



11-MOT-530W4050	Wired set n° 4 s výstupem EDH	55 250 Kč
11-MOT-530W3050	Wired set n° 4 s výstupem Foredom	55 250 Kč

EDH Hnací hřídele

EDH hnací hřídele dokáží propojit v podstatě veškeré dostupné motory s rukojetmi všech myslitelných producentů. Jsou konstruovány s důrazem na vysokou životnost.

Obecné vlastnosti:

- pružný a vysoce odolný bovden
- 5mm hnací lano
- ochranná pouzdra zpevňující zakončení u konektorů
- dostupné v délkách 90 cm, 100 cm, 120 cm, 140 cm a 150 cm
- další délky na vyžádání

Choose your motor coupling:
Zvolí jaký má výstup z motoru:

Then the handpieces coupling:
poté zvolí vstup nástavce:

handpieces motor	EDH Quick System Square drive	Kdrive	HDE Vee-Design	Dynamic
EDH Quick Flex	FLEX-EBS	FLEX-EDHKD	FLEX-EDHDE	FLEX-EDHDY
Foredom	FLEX-FEBS	FLEX-FKD01	FLEX-FHDE	FLEX-FDY
Foredom adjustable	FLEX-FREBS	FLEX-FKD02	FLEX-FRHDE	FLEX-FRDY
Dremel	FLEX-DEBS	FLEX-DKD	FLEX-DHDE	FLEX-DDY
HDE / Vee Design / Dynamic	FLEX-HDEEDH	FLEX-HDEKD	FLEX-HDEHDE	FLEX-HDEDY

Pro motor spojka Dearson

Pro rukojeti Kdrive

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Dearson na, opačné straně Kdrive



11-FLEX-DEKR090	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru Dearson na opačné straně Kdrive	5 850 Kč
11-FLEX-DEKR100	EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru Dearson na opačné straně Kdrive	5 996 Kč
11-FLEX-DEKR120	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru Dearson na opačné straně Kdrive	6 289 Kč
11-FLEX-DEKR140	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru Dearson na opačné straně Kdrive	6 581 Kč
11-FLEX-DEKR150	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru Dearson na opačné straně Kdrive	6 728 Kč

Pro motor spojka Dremel

Pro rukojeti Dynamic

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Dremel na, opačné straně Dynamic.



11-FLEX-DDY	EDH hnací hřídel u motoru Dremel na opačné straně Dynamic	Cena na dotaz
--------------------	---	----------------------

Pro rukojeti EDH Quick System

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Dremel na, opačné straně EDH Quick System



11-FLEX-DEBS	EDH hnací hřídel u motoru Dremel na opačné straně Quick systém	Cena na dotaz
---------------------	--	----------------------

Pro rukojeti HDE, Vet Design

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Dremel na, opačné straně HDE, Vet Design



11-FLEX-DHDE	EDH hnací hřídel u motoru Dremel na opačné straně Vet Design	Cena na dotaz
---------------------	--	----------------------

Pro rukojeti Kdrive

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Dremel na, opačné straně Kdrive



11-FLEX-DKD	EDH hnací hřídel u motoru Dremel na opačné straně Kdrive	Cena na dotaz
--------------------	--	----------------------

Pro motor spojka EDH Quick Flex

Pro rukojeti Dinamic

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru EDH Quick Flex, na opačné straně Dynamic



11-FLEX-EDHDY	EDH hnací hřídel u motoru Quick Flex na opačné straně Dynamic	Cena na dotaz
----------------------	---	----------------------

Pro rukojeti EDH Quick System

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru EDH Quick Flex, na opačné straně EDH Quick System



11-FLEX-EBS090	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick System	5 967 Kč
11-FLEX-EBS100	EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick System	6 143 Kč
11-FLEX-EBS120	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick System	6 435 Kč
11-FLEX-EBS140	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick System	6 728 Kč
11-FLEX-EBS150	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick System	6 874 Kč

Pro rukojeti HDE, Vet Design

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru EDH Quick Flex, na opačné straně HDE, Vet Design



11-FLEX-EDHHDE090	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně HDE, Vet Design	10 530 Kč
11-FLEX-EDHHDE100	EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně HDE, Vet Design	10 676 Kč
11-FLEX-EDHHDE120	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně HDE, Vet Design	10 530 Kč
11-FLEX-EDHHDE140	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně HDE, Vet Design	10 969 Kč
11-FLEX-EDHHDE150	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně HDE, Vet Design	11 408 Kč

Pro rukojeti Kdrive

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru EDH Quick Flex, na opačné straně Kdrive



11-FLEX-EDHKD090	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně Kdrive	8 921 Kč
11-FLEX-EDHKD100	EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně Kdrive	9 214 Kč
11-FLEX-EDHKD120	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně Kdrive	9 506 Kč
11-FLEX-EDHKD140	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně Kdrive	9 653 Kč
11-FLEX-EDHKD150	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně Kdrive	9 799 Kč

Pro rukojeti EDH Quick System

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom na, opačné straně EDH Quick System



11-FLEX-FEBS	EDH hnací hřídel u motoru Foredom na opačné straně Quick System	Cena na dotaz
---------------------	---	----------------------

Pro motor spojka Foredom

Pro rukojeti Dynamic

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom, na opačné straně Dynamic



11-FLEX-FDY	EDH hnací hřídel u motoru Foredom na opačné straně Dynamic	Cena na dotaz
--------------------	--	----------------------

Pro rukojeti HDE, Vet Design

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom na, opačné straně HDE, Vet Design



11-FLEX-FHDE	EDH hnací hřídel u motoru Foredom na opačné straně Vet Design	Cena na dotaz
---------------------	---	----------------------

Pro rukojeti Kdrive

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom na, opačné straně Kdrive



11-FLEX-FKD01090	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru Foredom na opačné straně Kdrive	5 382 Kč
11-FLEX-FKD01100	EDH Drive Cable 100 cm, for motor Foredom on opposite side Kdrive	5 528 Kč
11-FLEX-FKD01120	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru Foredom na opačné straně Kdrive	5 850 Kč
11-FLEX-FKD01140	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru Foredom na opačné straně Kdrive	6 143 Kč
11-FLEX-FKD01150	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru Foredom na opačné straně Kdrive	6 289 Kč

Pro rukojeti EDH Quick System

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom Adjustable, na opačné straně EDH Quick System



11-FLEX-FREBS	EDH hnací hřídel u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Quick Systém	Cena na dotaz
----------------------	--	----------------------

Pro motor spojka Foredom adjustable

Pro rukojeti Dynamic

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom Adjustable, na opačné straně Dynamic



11-FLEX-FRDY	EDH hnací hřídel u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Dynamic	Cena na dotaz
---------------------	---	----------------------

Pro rukojeti HDE, Vet Design

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom Adjustable, na opačné straně HDE, Vet Design



11-FLEX-FRHDE	EDH hnací hřídel u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Vet Design	Cena na dotaz
----------------------	--	----------------------

Pro rukojeti Kdrive

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom Adjustable, na opačné straně Kdrive



11-FLEX-FKDR02090	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Kdrive	6 581 Kč
11-FLEX-FKDR02100	EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Kdrive	6 728 Kč
11-FLEX-FKDR02120	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Kdrive	7 020 Kč
11-FLEX-FKDR02140	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Kdrive	7 313 Kč
11-FLEX-FKDR02150	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Kdrive	7 459 Kč

Pro motor spojka HDE, Vet Design

Pro rukojeti Dynamic

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru HDE, Vet Design, na opačné straně HDE, Dynamic



11-FLEX-HDEYD	EDH hnací hřídel u motoru Vet-Desing na opačné straně Dynamic	Cena na dotaz
----------------------	---	----------------------

Pro rukojeti EDH Quick System

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru HDE, Vet Design, na opačné straně EDH Quick System



11-FLEX-HDEEDH090	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru HDE, Vet Design na opačné straně EDH Quick System	9 068 Kč
11-FLEX-HDEEDH100	EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru HDE, Vet Design na opačné straně EDH Quick System	9 214 Kč
11-FLEX-HDEEDH120	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru HDE, Vet Design na opačné straně EDH Quick System	9 506 Kč
11-FLEX-HDEEDH140	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru HDE, Vet Design na opačné straně EDH Quick System	9 799 Kč
11-FLEX-HDEEDH150	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru HDE, Vet Design na opačné straně EDH Quick System	9 945 Kč

Pro rukojeti HDE, Vet Design

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru HDE, Vet Design, na opačné straně HDE, Vet Design



11-FLEX-HDEHDE	EDH hnací hřídel u motoru Vet-Desing na opačné straně Vet-Desing	Cena na dotaz
-----------------------	--	----------------------

Pro rukojeti Kdrive

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru HDE, Vet Design, na opačné straně Kdrive



11-FLEX-HDEKD EDH hnací hřídel u motoru Vet-Desing na opačné straně Kdrive **Cena na dotaz**

EDH Adaptéry

Chcete si ponechat své staré vybavení? Žádný problém. Pro příležitostné použití nabízíme adaptéry z našich motorů Equus EDH, pro připojení hřídele Dremel, Foredom a HDE

Adaptér EDH – Dremel



11-EFRA-ABS10 EDH Adaptér pro motor EDH - výstup Dremel **7 020 Kč**

Adaptér EDH – Foredom



11-EFRA-EBS12 EDH Adaptér pro motor EDH - výstup Foredom **7 020 Kč**

Adaptér EDH – HDE



11-EFRA-EBS-14 EDH Adaptér pro motor EDH - výstup HDE **7 020 Kč**

EDH Proplach, Čištění a Mytí - manuální

Classique Diastema nástavec

Diastema nástavec na zahradní hadici. Vyroben z nerezové oceli s tryskou s jemným hrotem velmi bezpečné čištění diastemy a parodontálních kapes. Dobré pro diastema, infekci dásní, zbytky jídla a výplachy úst po extrakci zubů.

Bez ostrých hran, aby byla péče na vysoké úrovni. Progresivní nastavení tlaku na spoušti pro splachování podle vašeho pohodlí.



11-ACC-LDC EDH Classique Diastema nástavec **4 446 Kč**

Proplachová pistole 250ml

EDH 250ml ruční proplachovací pistole, používaná jednou rukou. Ideální pro vyplachování tlamy koně a k proplachům. Dodává se s 10mm kanylou, návodem k použití a lahvičkou silikonového oleje.



11-PRBV-250ML EDH Proplachová pistole 250 ml **1 105 Kč**

Proplachová stříkačka 300ml

EDH 300ml proplachová stříkačka. Tělo z extrudovaného plexiskla. Dno, uzávěr a píst z leštěného hliníku. Rukojeť z nerozbitného plastu. Osazeno černou stupnicí. Sterilizace: odolná proti varu. Kompletně rozebíratelná. Prodává se s 10mm kanylou, návodem k použití a lahvičkou silikonového oleje.



11-ACC-SR300 EDH Proplachová stříkačka 300 ml **2 956 Kč**

Proplachová stříkačka 450ml

EDH 450 ml proplachová stříkačka. Plastová tuba, tyč a rukojeť. Mosazná kanyla. Průhledná, odolná vroucí vodě se stupnicí v reliéfu. Prodává se s 10mm kanylou, návodem k použití a lahvičkou silikonového oleje.



11-ACC-SR400 EDH Proplachová stříkačka 450 ml **939 Kč**

EDH Proplach, Čištění a Mytí - strojové

Equus Jet Eco

Jednoduchý mycí systém ideální pro čištění úst před a po operaci, diastema a zbytků jídel.

Autonomní, robustní, kompaktní.

Je vybaven olověným akumulátorem.

Maximální tlak je 10 barů a je nastavitelný pouze pomocí spouště.

Equus Jet Eco se dodává s nabíječkou a hydraulickou sestavou, která zahrnuje:

- vstupní polyuretanovou hadici se sítkem a filtrem
- výstupní spirálovou polyuretanovou hadici s rychlospojkou na jedné straně a rychlospojkou s ventilem na druhé straně, umožňuje výměnu koncovek bez vypnutí čerpadla, čímž šetří váš čas
- jednu proplachovací koncovku
- jednu diastematickou koncovku



11-EJ-EJE02 EDH Equus Jet Eco **26 686 Kč**

Equus Jet

EDH Equus Jet je ideální pro vyplachování úst před a po operacích, extrakcích, diastemách a zbytků jídla.

Je autonomní, robustní a kompaktní. Vybaven lithium-iontovou baterií a barevným indikátorem stavu baterie.

Má intuitivní ovládací panel pro přesné nastavení tlaku a průtoku. Maximální tlak je 10 barů a je nastavitelný na ovládacím panelu a pomocí spouště.

Výhody produktu:

- 5 možných úrovní tlaku
- rychlé připojení a odpojení hadic a trysek
- vnější a vnitřní filtr
- možnost použití drátového pedálu k postupné změně průtoku a tlaku
- k dispozici s fixačním vozíkem Pegasos (volitelné).

Equus Jet je dodáván s nabíječkou a hydraulickou sestavou která obsahuje:

- vstupní polyuretanovou hadici se sítkem a filtrem
- výstupní spirálovou polyuretanovou hadici s rychlospojkou na jedné straně a rychlospojkou s ventilem na druhé straně, což vám umožní vyměnit koncovky bez vypnutí čerpadla a ušetřit tak váš čas.
- jednu proplachovací koncovku
- jednu diastematickou koncovku



11-EJ-EJ01 EDH Equus Jet **54 946 Kč**

Equus Jet Connect

EDH Equus Jet Connect je součástí řady Connect. Všechny produkty z této řady Connect pracují s Bluetooth a umožňují vám konfigurovat zařízení vzájemně mezi sebou (pedál, motor, sání), abyste mohli systémy používat přímo pomocí bezdrátových pedálů nebo z vašeho smartphonu, nebo tabletu. To vám dává větší svobodu pohybu a praktičtější každodenní použití.

S Equus Jet Connect budete mít:

- obrazovku nastavení a ovládání
- nastavení doby proplachování čerpadel
- teplotu kapaliny v reálném čase
- pracovní tlak v reálném čase
- nastavení (obecné, čerpadla, pedály, párování ...)
- indikátor stavu baterie
- vzdálená aktualizace aplikace

Equus Jet Connect může mít několik čerpadel:

- vysokotlaké čerpadlo (tlak 10 barů, průtok 7l/min)
- chladicí čerpadlo (tlak 2 bary, průtok 450 ml/min) rozšíření na přání
- peristaltická pumpa pro vstřikování sterilních produktů (tlak 1 bar, průtok 700 ml/min) rozšíření na přání

Výhody produktu:

- Lithium-iontová baterie
- Možnost 6 úrovní tlaku
- bezdrátové dálkové ovládání
- vybavené technologií Bluetooth pro práci se všemi produkty řady Connect

Equus Jet Connect se dodává s nabíječkou a hydraulickou sestavou, která zahrnuje:

- vstupní polyuretanovou hadici se sítkem a filtrem
- výstupní spirálovou polyuretanovou hadici s rychlospojkou na jedné straně a rychlospojkou s ventilem na druhé straně, umožňuje výměnu koncovek bez vypnutí čerpadla, čímž šetří váš čas
- jednu proplachovací koncovku
- jednu diastematickou koncovku
- výstupní potrubí s rychlospojkou na straně čerpadla (u varianty chladičového čerpadla)
- potrubí kapalinového pohonu s konektorem Luer Lock (pro možnost peristaltického čerpadla)



11-EJ-EJV21-2 EDH Equus Jet Connect **82 847 Kč**

EDH Proplach, Čištění a Mytí - příslušenství

Dezinfekční prostředek pro Equus Jet

Doporučuje se dezinfikovat systém Equus Jet sterispray alespoň jednou za měsíc (při každodenním používání) nebo v případě kontaminace.

Přípravek se ředí vodou a umožňuje provést 25 dezinfekcí.

500 ml.



11-DES-STL2 EDH Dezinfekční prostředek pro Equus Jet **1 258 Kč**

Nabíječky baterií

Equus Jet Eco charger

Nabíječka pro Equus Jet Eco.

Tato nabíječka může mít na přání koncovky pro různé zásuvky (francouzská, švýcarská, anglická, americká, novozélandská).



11-EJ-CBEP01 EDH Nabíječka pro Equus Jet Eco. **1 931 Kč**

Equus Jet Connect charger

Nabíječka pro Equus Jet and Equus Jet Connect.

Tato nabíječka může mít na přání koncovky pro různé zásuvky (francouzská, švýcarská, anglická, americká, novozélandská).



11-EJ-CBLI14 EDH Nabíječka pro Equus Jet and Equus Jet Connect **4 154 Kč**

Nástavce pro Equus Jet

Diastema nástavec

Diastema nástavec s úhlem 90° k čištění mezizubních prostor, diastemat a kavit po extrakci.

Jeho délka vám umožní snadno se dostat ke spodní části tlamy, aniž byste koně zranili.



11-EJ-LDEJ1	EDH Diastema nástavec s úhlem 90°	4 446 Kč
--------------------	-----------------------------------	-----------------

Diastema nástavec krátký

Krátký diastematický nástavec s úhlem 90° k čištění mezizubních prostor, diastemat a kavit po extrakci.



11-EJ-LDCEJ3	EDH Diastema nástavec krátký	3 627 Kč
---------------------	------------------------------	-----------------

Luer lock nástavce

Toto prodloužení vám umožňuje používat jehly různých délek a mít je fixované v požadovaném úhlu.

Čistí hluboké kapsy a dřeňové kanály molárů.


K dispozici se sklonem:

- 0° (přímý)
- 90°
- 115°

Prodává se bez jehel.

Samostatná položka:

Balení 10 rovných nerezových jehel G18 pro prodloužení Equus Jet luer lock. Několik velikostí a průměrů.



90°

115°

0°



11-EJ-LLLLD02	EDH Luer lock nástavec přímý	6 435 Kč
11-EJ-LDLL90	EDH Luer lock nástavec 90°	7 664 Kč
11-EJ-LDLL115	EDH Luer lock nástavec 115°	7 664 Kč
11-EJ-AIDG18	EDH Balení 10 rovných nerezových jehel G18	556 Kč

Náhradní spoušť pro nástavce

Náhradní spoušť pro různé nástavce. Spoušť se prodává s konektorem pro Equus Jet.



11-EJ-GS02	EDH Náhradní spoušť pro nástavce	2 223 Kč
-------------------	----------------------------------	-----------------

Proplachovací nástavec

Proplachovací nástavec pro opláchnutí tlamy koně jediným gestem ve směrech nahoru a dolů. Vysoký průtok s mírným tlakem k odstranění zbytků potravy před a po ošetření zubů koní.

Jeho délka vám umožní snadno se dostat ke spodní části tlamy, aniž byste koně zranili.



11-EJ-LDEJ2

EDH Proplachovací nástavec

4 446 Kč

Proplachovací nástavec krátký

Umožňuje čištění po extrakci řezáků a vlčích zubů.



11-EJ-LDCEJ4

EDH Proplachovací nástavec krátký

3 627 Kč

Sací filtr

Sací filtr pro přívodní hadici Equus Jet.



11-FAB-EDH5057 EDH Sací filtr

673 Kč

Sinus kit

Tato sada vám umožní lépe vyčistit dutiny koně pomocí Equus Jet a Equus Jet Connect. Ke změně průtoku tlaku se doporučuje použít pedál.

Balení obsahuje:

- 3m polyuretanovou hadici s luer lock koncovkou
- endoskopický katetr 1,8 mm x 2000 mm
- endoskopický katetr 2,3 mm x 2000 mm
- 3 jehly s různými průměry



11-EJ-KLS02

EDH Sinus kit

2 042 Kč

Vnější spirálová hadice

Polyuretanová spirálová hadice s rychlospojkou vybavená ventilem, který umožňuje výměnu násadce pod tlakem bez vypnutí pumpy.

Kompatibilní s různými modely Equus Jet.

K dispozici ve 2m nebo 4m délce.



11-ACC-EJTS4.2	EDH Vnější spirálová hadice 2m	1 404 Kč
11-ACC-EJTS4	EDH Vnější spirálová hadice 4m	1 550 Kč

Vstupní hadice

Vstupní hadice z polyuretanu je vybavena filtrem a sítkem pro omezení vnikání nečistot do čerpadla.

Kompatibilní s různými modely Equus Jet.



11-ACC-EJTE5	EDH Vstupní hadice	1 843 Kč
---------------------	--------------------	-----------------

Water cooling set

EDH Sada vodního chlazení. 3m hadice s luer lock koncovkou umožňující spojení mezi Equus Jet Connect a násadci, stejně jako konektory Luer lock pro připojení násadcům jiných značek.



11-EJ-KWC01	EDH Water cooling set	731 Kč
--------------------	-----------------------	---------------

EDH Čelovky a osvětlení

Equus Head Light čelovka

Chirurgická čelovka vyvinutá pro koňskou stomatologii. Je to pozoruhodně výkonné světlo, které se dokonale hodí pro veškerou vaši práci. Čelovka disponuje dvěma nastaveními popruhu pro výšku a šířku.

Nastavitelné mezi oči, což umožňuje přesné osvětlení při práci.

- Ovládací panel pro nastavení intenzity a správy baterie.
- Dobíjecí baterie, která se snadno nacvakne na opěrku hlavy nebo se alternativně připevní k opasku.

- Svítí až 20 hodin
- Intenzita světla 4W

Balení obsahuje:

- Nastavitelná čelovka
- Lithiová baterie
- Nabíječka
- Převážní pouzdro

Volitelně také balení s přídatnou baterií.



11-ACC-LFEL01	EDH Equus Head Light 1 baterie	17 680 Kč
11-ACC-PEL01	EDH Equus Head Light 2 baterie	20 995 Kč

Equus Light baterie

Přídavná Lithium-Ion baterie pro Equus Head Light



11-ACC-BEL2C EDH Přídavná baterie pro Equus Head Light **3 315 Kč**

Equus Light nabíječka

Nabíječka pro Equus Head Light



11-ACC-CEL26 EDH Nabíječka pro Equus Head Light **1 381 Kč**

Mich Light sada

Světlo MICH Light je vybaveno výkonnou LED namontovanou na tenké magnetické destičce, ideální pro stomatologickou práci a maximální pohodlí. Světlo MICH lze přichytit na rozvěrač, aby bylo zajištěno kvalitní osvětlení při práci. Ideální alternativa pro ty, kteří neradi používají čelovku.

Výkonná LED, 450 Lumenů, 75° paprsek, barevná teplota 550K (denní světlo). Dobíjecí baterie.

Sada obsahuje:

- nastavitelné světlo
- nabíječku
- lithiovou baterii
- magnetickou podporu
- úložné pouzdro



11-LAM-MLSL2 EDH Světlo MICH Light **16 088 Kč**

Mich Light baterie

Mich light samostatná baterie.

- nejnovější generace bezpečných lithiových baterií
- dobíjecí 1500 cyklů
- 4h pracovní doba 4h nabíjení
- elektronické ochranné obvody
- ON + indikátor slabé baterie
- robustní hliníková voděodolná konstrukce



11-LAM-MICH02 EDH Mich Light baterie **7 313 Kč**

Mich Light, samostatné svítidlo

Pouze světlo jako náhradní díl pro sadu Mich Light.
Prodáváno s propojovacím kabelem.

Výkonná LED, 450 Lumenů, 75° paprsek, barevná teplota 550K (denní světlo).



11-LAM-MICH01 EDH Mich Light, samostatné svítidlo

7 313 Kč

Mich Light držák baterie

Držák baterie pro Mich lit, opatřený 3M oboustrannou páskou.



11-LAM-MICH03 EDH Mich Light držák baterie

1 316 Kč

EDH Rozvěrače a příslušenství

Rozvěrač tlamy 2000 Serie

Rozvěrač z leštěného nerez pro koňskou stomatologii pro každodenní použití.

Je to originál World Wide Equine.

- 29 malých zubů dobře sedne na každého koně
- nerezová ocel
- s odolnými modrými popruhy Biothane
- prodáván bez nástavců
- hmotnost: 2,20 kg bez skusových destiček



11-OB-WWS2000 EDH Rozvěrač tlamy 2000 series World Wide Equine bez skusových destiček

51 500 Kč

Rozvěrač tlamy 4000 Serie

Rozvěrač z leštěného nerez pro koňskou stomatologii pro každodenní použití.

Je to originál World Wide Equine.

- 6 zubů
- nerezová ocel
- s odolnými modrými popruhy Biothane
- prodáván bez nástavců
- hmotnost: 1,95 kg bez skusových destiček

Pozor, nezapomeňte si vybrat skusové destičky. U tohoto modelu jsou kompatibilní všechny skusové destičky EDH.



11-OB-WWS4000 EDH Rozvěrač tlamy 4000 series World Wide Equine bez skusových destiček

30 381 Kč

Equus Millenium pony

Speculum pro poníky a malé oslíky.

Rozvěrač z leštěného nerezů pro koňskou stomatologii pro každodenní použití.

- 23 zubů
- nerezová ocel
- s odolnými modrými popruhy Biothane
- prodává se s půlměsíčovými destičkami
- hmotnost: 2 kg s náběhovými destičkami



11-OB-EMP06 EDH Rozvěrač tlamy Equus Millenium pony **12 431 Kč**

Equus Premium Pony

Speculum pro poníky a malé oslíky.

Rozvěrač z leštěného nerezů pro koňskou stomatologii pro každodenní použití.

Desky jsou navrženy tak, aby držely paralelní větve, aby se zabránilo dotyku.

- 10 zubů
- nerezová ocel
- s odolnými modrými popruhy Biothane
- prodává se s půlměsíčovými destičkami
- váha: 1,8 kg se skusovými destičkami



11-OB-EPP04 EDH Rozvěrač tlamy Equus Premium pony **13 260 Kč**

Equus Premium

Rozvěrač z leštěného nerezů pro koňskou stomatologii pro každodenní použití.

Desky jsou navrženy tak, aby držely paralelní větve, aby se zabránilo dotyku.

- 10 zubů
- nerezová ocel
- s odolnými modrými popruhy Biothane
- prodává se s půlměsíčovými destičkami
- hmotnost: 3 kg včetně skusových destiček



11-OB-EP02 EDH Rozvěrač tlamy Equus Premium **20 719 Kč**

Offset Gunther

- 9 poloh posunu čelistí
- prodává se s popruhem Biothane a skusovými destičkami.
- používá se pro celkovou anestezii, pro intubaci, všeobecnou stomatologii i k provedení minimálně invazivní extrakce (bukotomie)



11-OB-GUN01 EDH Offset Gunther **16 250 Kč**

Rozvěrač líce

Rozvěrač líce umožňuje vidět arkády stoliček tím, že roztáhne tváře koně. Často se používá ke kontrole molárních pasází před a po práci u malých a velkých koní.



11-OB-EJ01 EDH Rozvěrač líce **1 768 Kč**

X-Block

Zubní Rentgenové X-bloky, které vytvářejí prostor 60, 80 nebo 100 mm mezi řezáky koně.

Odolný gumový materiál.



11-OB-BDR05 EDH X-Block **3 071 Kč**

Ústní klín

Ústní klín s kuličkou a kroužkem umožňuje připevnění k hlavovému popruhům. Perfektní pro rychlou diagnostiku koně.

Dodáváme se sadou dvou plastových dílů 3,2 cm a 4,5 cm. Celková délka 30cm.



11-OB-OBLT01 EDH Ústní klín **2 210 Kč**

Juliuster

Zařízení pro ústní zkoušky koní. Navrženo, testováno a schváleno ve spolupráci s European Equine Dental Consultancy (EEDC).

Snadno použitelné zařízení pro odsazení dolní čelisti doleva nebo doprava pro pohledy s otevřenými ústy pomocí ofsetové techniky.

Skvělé pro vyšetření kořenů a okluzního povrchu lícních zubů.

Dorso-ventrální pohledy lze provádět s 5 cm posunutím doleva a doprava.



11-OB-BDR04 EDH Juliuster **11 554 Kč**

Fixační hrazdička pro rozvěrače

Fixační hrazdička pro rozvěrače poskytuje lepší stabilitu. Umožňuje zavěsit hlavu koně.



**11-ACC-
ACMOB01**

EDH Fixační hrazdička pro rozvěrače

1 519 Kč

Půlměsíc – Poníci

Skusové destičky půlměsíc pro poníky. Nerezová ocel.



11-OB-PPBP02

EDH Skusové destičky půlměsíc - Poníci

2 096 Kč

Skusové destičky

Klasické – Poníci

Klasické skusové destičky pro poníky. Nerezová ocel.



11-OB-PSP01

EDH Skusové destičky klasické - Poníci

2 096 Kč

Půlměsíc s gumou – Poníci

Skusové destičky s gumovou výstelkou zabrání vyštípnutí řezáků a jsou pro koně pohodlnější. Velmi dobré pro mladé poníky a podkus nebo předkusové koně, zabraňují sklouznutí řezáků. Nerezová ocel.



11-OB-PPBCP01

EDH Skusové destičky půlměsíc s gumou - Poníci

3 039 Kč

Destičky řezákové pogumované – Koně

Skusové destičky s pogumovaným povrchem umožňují práci s poškozenými nebo zlomenými řezáky.



11-OB-PPI011	EDH Skusové destičky řezáků pogumované - Koně	6 113 Kč
---------------------	---	-----------------

Destičky široké – Koně

Extra široké zákusové destičky např. pro koně s předkusem.

Extra široké skusové destičky udržují rozvěrač dále od tváří, což umožňuje lepší přístup



11-OB-PELB01	EDH Skusové destičky široké - Koně	2 486 Kč
---------------------	------------------------------------	-----------------

Destičky široké s gumou – Koně

Extra široké skusové destičky s gumovou výstelkou zabrání vyštípnutí řezáků a jsou pro koně pohodlnější.

Velmi dobré pro mladé koně a pro koně s předkusem, plné desky zabraňují sklouznutí řezáků.

Extra široké skusové destičky udržují rozvěrač dále od tváří, což umožňuje lepší přístup.



11-OB-PPLEBC1	EDH Skusové destičky široké s gumou - Koně	5 850 Kč
----------------------	--	-----------------

WWE klasické skusové destičky – Koně

Originální World Wide Equine skusové destičky, pro World Wide Equine rozvěrače.



11-OB-PWWE01	EDH WWE klasické skusové destičky - Koně	4 631 Kč
---------------------	--	-----------------

WWE Skusové destičky řezáků pogumované – Koně

World Wide Equine skusové destičky s pogumovaným povrchem pro 2000 a 4000 WWE rozvěrače umožňují práci s poškozenými nebo zlomenými řezáky. Jsou potaženy ochranou gumou.



11-OB-PPI01 EDH WWE Skusové destičky řezáků pogumované - Koně **6 113 Kč**

WWE skusové destičky široké s gumou – Koně

World Wide Equine extra široké skusové destičky s gumovou výstelkou zabrání vyštípnutí řezáků a jsou pro koně pohodlnější.

Velmi dobré pro mladé koně nebo koně s předkusem, zabraňují sklouznutí řezáků.

Extra široké skusové destičky udržují rozvěrač dále od tváří, což umožňuje lepší přístup.



11-OB-PWWELC EDH WWE skusové destičky široké s gumou - Koně **11 856 Kč**

WWE skusové destičky široké – Koně

Velmi dobré pro mladé koně nebo koně s předkusem, zabraňují sklouznutí řezáků.

Extra široké skusové destičky udržují rozvěrač dále od tváří, což umožňuje lepší přístup.



11-OB-PPEWW04 EDH WWE skusové destičky široké - Koně **8 892 Kč**

XtandR Skusové destičky

XtandR je revoluční sada výměnných destiček určených pro lepší X-ray viditelnost zubů.

Jsou určeny k pořizování intraorálních rentgenových snímků řezáků bez překážejícího materiálu a bez problémů s manipulací.



11-OB-PIXR02 EDH XtandR Skusové destičky **14 040 Kč**

Náhradní pružiny pro rozvěrače

Pružiny pro 2000 Serie

Náhradní pružiny pro rozvěrač řady 2000 Serie.

Prodáváno po páru.



11-STO-RSS7

Náhradní pružiny pro 2000 Serie

371 Kč



Náhradní popruhy pro rozvěrače

Sada 2 Biothane popruhů

Náhradní sada modrých řemínků Biothane pro Equus Premium a rozvěrače řady 2000.

Velmi odolný a snadno omyvatelný pro dezinfekci, Skutečný Biothane.



11-OB-RLB02

Sada 2 Biothane popruhů

1 796 Kč



Pružiny pro 4000 Serie

Náhradní pružiny pro rozvěrač řady 4000 Serie.

Prodáváno po páru.



11-STO-RSS4

Náhradní pružiny pro 4000 Serie

332 Kč



Sada 3 Biothane popruhů

Náhradní sada modrých řemínků Biothane pro Equus Premium a rozvěrače řady 4000.

Velmi odolný a snadno omyvatelný pro dezinfekci, Skutečný Biothane.



11-OB-RLB01

EDH Sada 3 Biothane popruhů

1 989 Kč



Sada 3 Biothane popruhů – Pony

Náhradní sada modrých popruhů Biothane pro pony speculum.

Velmi odolný a snadno omyvatelný pro dezinfekci.

Skutečný Biothane.



11-OB-LLBP02 EDH Sada 3 Biothane popruhů - Pony **1 768 Kč**

EDH Podpory hlavy

Stojan pod hlavu 2 sloupy s nakloněnou podpěrou

Tato nastavitelná podpěra hlavy se skládá ze 2 sloupů, které vám umožní podepřít hlavy poníků a koní.

Hliníková základna zajišťuje dobrou stabilitu celku.

Nakloněná opěrka hlavy má větší plochu, kde spočívá hlava koně (ideální pro ordinace).

Opěrka hlavy je zcela odnímatelná.

Minimální velikost: 100 cm

Maximální velikost: 170 cm



11-EDH619

11-ACC-STC2 EDH 2 sloupy s nakloněnou podpěrou **23 481 Kč**

Stojan pod hlavu 2 sloupy s U podpěrou

Tato nastavitelná podpěra hlavy se skládá ze 2 sloupů, které vám umožní podepřít hlavy poníků a koní.

Hliníková základna zajišťuje dobrou stabilitu celku.

Opěrka hlavy ve tvaru U je vybavena pěnou pro pohodlí koně a je kompletně potažena kůží, která je voděodolná a odolná proti oděru.

Opěrka hlavy je zcela odnímatelná.

Minimální velikost: 100 cm

Maximální velikost: 170 cm



11-ACC-STC1 EDH 2 sloupy s U podpěrou **16 575 Kč**

Stojan pod hlavu 3 sloupy s nakloněnou podpěrou

Tato nastavitelná podpěra hlavy se skládá ze 3 sloupů, které vám umožní podepřít hlavy poníků a koní.

Hliníková základna zajišťuje dobrou stabilitu celku.

Nakloněná opěrka hlavy má větší plochu, kde spočívá hlava koně (ideální pro ordinace).

Opěrka hlavy je zcela odnímatelná.

Minimální velikost: 80 cm

Maximální velikost: 180 cm



11-ACC-STC3 EDH 3 sloupy s nakloněnou podpěrou **30 388 Kč**

Stojan pod hlavu 3 sloupy s U podpěrou

Tato nastavitelná podpěra hlavy se skládá ze 3 sloupů, které vám umožní podepřít hlavy poníků a koní.

Hliníková základna zajišťuje dobrou stabilitu celku.

Opěrka hlavy ve tvaru U je vybavena pěnou pro pohodlí koně a je kompletně potažena kůží, která je voděodolná a odolná proti oděru.

Opěrka hlavy je zcela odnímatelná.

Minimální velikost: 80 cm

Maximální velikost: 180 cm



11-ACC-STPU03 EDH 3 sloupy s U podpěrou **23 481 Kč**

Závěsný držák na hlavu

Tato opěrka hlavy se snadno instaluje a je výškově nastavitelná.

4m lano s upínacím systémem, s pojistkou zabraňující jakémukoli úniku ze systému. Má také rychloupínací karabinu pro opěrku hlavy.

Vnitřní rozměry: ± V36cm - L38cm

Vnější rozměry: ± V47cm - L52cm

Délka lana: 4m

Pevnost karabiny: Hlavní osa: 22 kN - Vedlejší osa: 8 kN -

Otevřená brána: 7 kN



11-ACC-STL1 EDH Závěsný držák na hlavu **6 216 Kč**

Lano pro zavěšení držáku hlavy

Přídavné nebo náhradní lano pro závěsný držák hlavy.

4m lano s upínacím systémem, s pojistkou zabraňující jakémukoli úniku ze systému. Má také rychloupínací karabinu pro opěrku hlavy.

Délka lana: 4m

Pevnost karabiny: Hlavní osa: 22 kN - Vedlejší osa: 8 kN -

Otevřená brána: 7 kN



11-OB-CM EDH Lano pro zavěšení držáku hlavy **1 658 Kč**

EDH Podpory hlavy - příslušenství

Kryt pro nakloněnou podpěru

Vyztužený plastový kryt pro nasazení na nakloněnou podpěru. Nepostradatelné při operacích. Velmi snadné čištění, vodou nebo tlakovým vzduchem.



11-ACC-HPSI01 EDH Kryt pro nakloněnou podpěru **1 381 Kč**

Kryt pro U podpěru

Vyztužený plastový kryt pro nasazení na U opěrku hlavy.
Velmi snadné čištění, vodou nebo tlakovým vzduchem.



11-ACC-HPSU02 EDH Kryt pro U podpěru **1 381 Kč**

Kulový kloub

Kulový kloub, který je upevněn v místě hliníkové základny, umožňuje pohyb sloupce, když se kůň pohybuje. Kulový kloub je kompatibilní pouze s 3 sloupovou opěrkou hlavy.



11-ACC-RST01 EDH Kulový kloub **3 315 Kč**

Nakloněná podpěra

Výklopná opěrka hlavy (nebo nakloněná rovina) je čalouněna pěnou a potažena kůží. Odolná proti vodě a oděru.

Tato podpěra má větší plochu, kde spočívá hlava koně, než podpěra ve tvaru U. Je ideální pro operace.

Má 7 poloh náklonu.

Délka (L): 40 cm W

Šířka (Š): 30 cm

Tloušťka (T): 6 cm



11-ACC-STATI01 EDH Nakloněná podpěra **18 509 Kč**

U podpěra

Opěrka hlavy ve tvaru U je čalouněna pěnou a je kompletně zakrytá kůží, která je odolná proti vodě a oděru.



11-ACC-SU01 EDH U podpěra **6 906 Kč**

EDH Endoskopie

Endoskopická USB 3 kamera

Proměňte svůj počítač na endoskopickou stomatologickou jednotku s touto USB 3 kamerou. Endoskopická kamera USB 3 s vysokým rozlišením, ideální pro mobilní kliniky a veterináře.

Kompaktní systém, světelný zdroj zabudovaný ve fotoaparátu a odnímatelný, vybavený zoomem F15~25.

Můžete si vybrat nastavení 2 tlačítek (foto, video, zmrazení, ...)

IP58 vodotěsná kamera, full HD 1920*1080.

Světelný výkon: 5 wattů

Intenzita: 28200 luxů

Barvy: 5700K.

Nastavitelných je 5 úrovní intenzity a vyvážení bílé.

Kompatibilní se všemi endoskopy s uchycením typu C.

Pomocí UBI Light je možné změnit zdroj světla pro lepší kvalitu obrazu.

Prodává se s 3m kabelem a softwarem.

Minimální konfigurace:

- USB 3.0 port
- Microsoft Windows 10, 8, 7 or macOS Catalina
- 4.0G RAM, i5 core

Optimální konfigurace:

- USB 3.0 port
- Microsoft Windows 10, 8, ou macOS Catalina
- 8.0 G RAM, i7 core
- Screen : 1920x1080



11-ENDO-CUSB30	EDH Endoskopická USB 3 kamera	69 063 Kč
-----------------------	-------------------------------	------------------

Karl Storz Endoskop

Použití endoskopu během zubních vyšetření koní, čištění plovoucích nebo extrahovaných zubů a dalších procedur. Zlepšuje vizualizaci a přesnost.

Používá se stále více v koňské stomatologii, protože má mnoho výhod pro lékaře i pro klienta.



11-ENDO-KSTOR01	EDH Karl Storz Endoskop	82 745 Kč
------------------------	-------------------------	------------------

Karl Storz irigační pouzdro

Ochranné pouzdro pro endoskop Karl Storz usnadňuje použití tekutin při vyšetření pro rychlejší čištění mezizubních prostor.



11-ENDO-KSTORC03	EDH Karl Storz irigační pouzdro	13 894 Kč
-------------------------	---------------------------------	------------------

Karl Storz ochranné pouzdro

Ochranné pouzdro pro endoskop Karl Storz umožňuje nejen chránit endoskop, ale také oplachovat čočku díky irigačnímu ventilu.




11-ENDO-KSTORC02	EDH Karl Storz ochranné pouzdro	11 270 Kč
-------------------------	---------------------------------	------------------

Sinusový endoskop

0° rigidní endoskop s pracovním kanálem a irigací. Ideální pro čištění dutin a extrakci vlčích zubů.

Flexibilní nástroje lze používat současně prostřednictvím integrovaného pracovního kanálu.

- Průměr: 5,5mm
- Zavlažování: 6mm
- Pracovní kanál: Ø 1,7 mm
- Délka: 90 mm



11-ENDO-RI0	EDH Sinusový endoskop	30 875 Kč
--------------------	-----------------------	------------------

Kompaktní endoskop USB

Použití endoskopu během zubních vyšetření koní, čištění plovoucích nebo extrahovaných zubů a dalších procedur. Zlepšuje vizualizaci a přesnost.

Používá se stále více v koňské stomatologii, protože má mnoho výhod pro lékaře i pro klienta.

- diagnóza je jasná a přesná, což umožňuje lepší léčbu patologií
- ukládání obrázků do souborů zákazníků umožňuje sledovat následující vývoj
- obraz je pro klienta evokující a umožňuje vám jasně vysvětlit viditelné patologie

Kamera a duální LED světlo jsou integrovány do optiky.

- plug and play
- průměr puškohledu: 8mm
- délka: 420mm
- pozorovací úhel 70°
- úhel otevření 90°
- otáčení kamery o 360°
- 2,8m USB kabel
- voděodolný
- pouhých 200 gramů!

Kamera je vybavena 4 tlačítky pro focení, videa, nastavení světla a obrácení obrazu.

Software (mac a PC) je poskytován pro použití a záznam souborů v klientské složce umožňující vytvoření podrobné zprávy.

Základní konfigurace počítače:

- USB2 port
- Microsoft windows 10, 8, 7 or Mac OS catalina
- 4.0G RAM, i5 core



11-ENDO-UE100	EDH Kompaktní endoskop USB	67 275 Kč
----------------------	----------------------------	------------------

Karl Storz set endoskopu a USB 3 kamery

Tato sada se skládá z:

- endoskopu Karl Storz
- USB 3 kamery s integrovaným světelným zdrojem
- softwarem

Detailní specifikace na vyžádání.



11-ENDO-PEC03 EDH Karl Storz set endoskopu a USB 3 kamery **146 221 Kč**

Přenosná endoskopická jednotka

Autonomní stanice umožňující prohlížení (díky své obrazovce) a nahrávání na SD kartu. Můžete také použít počítač nebo jinou obrazovku.

Full HD vodotěsná kamera, 1920*1080

Výkonný zdroj světla (48W)

Kompatibilní se všemi endoskopy s uchycením typu C.

Prodává se s 3m kabelem a softwarem.

Prodávám bez endoskopu.



11-ENDO-MECS02 EDH Přenosná endoskopická jednotka **128 635 Kč**

Přenosná endoskopická jednotka 4K

Přenosná endoskopická jednotka 4K. Ideální pro košskou stomatologii, ambulantní ordinace nebo kliniky.

Systém „vše v jednom“, jednotka se skládá z kamery, 4K obrazovky a výkonného světelného zdroje. Záznam se provádí na UBS.

Obrazovka:

- 4K lékařské
- 17,3"
- 1,07 barevného billonu
- vstup 4K HDMI
- lze použít jako rozšíření obrazovky
- záznam fotografií ve formátu JPG a videa ve formátu MP4 na USB flash disk
- rozměry: 413 mm x 291 mm x 40 mm
- napájení 110V/230V

Zdroj světla :

- výkonné LED
- 60W nastavitelný
- 2 000 000 luxů

Fotoaparát :

- voděodolný IPX7
 - zoom F15~25
 - vybaven 2 konfigurovatelnými tlačítky dle vašeho výběru (obrázky, videa, zmrazení,...)
 - uchycení typu C
 - podporuje různé metody dezinfekce (plynová, ponorná)
- Celková hmotnost: 4 kg



11-ENDO-U4K EDH Přenosná endoskopická jednotka 4K **207 188 Kč**

Endoskopická sada

Tato sada se skládá z:

- endoskopu Karl Storz
- Kamery USB 3
- světelného zdroje Equus,
- softwaru

Detailní specifikace na vyžádání.



11-ENDO-PE30W EDH Endoskopická sada **178 425 Kč**

Karl Storz endoskopická 4K sada

Tato sada se skládá z:

- přenosné 4K endoskopické jednotky
- endoskopu Karl Storz,
- krytu endoskopu Karl Storz.

Detailní specifikace na vyžádání.



11-ENDO-PESTORZ EDH Karl Storz endoskopická 4K sada **234 500 Kč**

EDH Endoskopie - osvětlení

Equus přenosný zdroj světla

- výkon: 5W
- barevná teplota: 5700K - 6500K
- světelný výkon: 200 000 luxů
- 3 nastavení výkonu světla
- dobíjecí baterie a její nabíječka
- Součástí jsou 3 různé adaptéry pro připojení různých značek endoskopů (Storz, Wolf, optický kabel)

Hmotnost: 90g



11-ENDO-ESLP5W EDH Equus přenosný zdroj světla **13 000 Kč**

Equus Světelný zdroj

Robustní kovové pouzdro určené pro ambulantní použití.

Postupné nastavení intenzity světla pomocí kolečka.

Vysoký světelný výkon díky LED technologii.

Výkon: 50 wattů

Světelný výkon: 900 000 luxů

Teplota barev: 5300K

Napájení: 12V, 8A

Dodáváno s přepravním kufříkem, světelným zdrojem, 3m optickým kabelem s připojením Storz, 230V zdroj napájení.



11-ENDO-ELS50 EDH Equus Světelný zdroj **41 438 Kč**

Ubi Light světelný kabel

Světelný kabel Ubi Light Kompatibilní se všemi zdroji světla a autoklávovatelné při 134 °C (273,2 °F).

Vyztužený plášť. Dodává se s konektory pro endoskop Storz.

Délka: 3m.



**11-ENDO-
CL3.5MML3**

EDH Ubi Light světelný kabel

8 028 Kč

Ubi Light světelný zdroj

UBI LIGHT je perfektní kompaktní LED světelný zdroj pro použití s USB kamerou na klinice nebo ambulantně.

Intenzita světla: 30 wattů LED odpovídá 100W xenonovému světelnému zdroji

Teplota barvy: > 4500° K

Typ ochrany: IPX0 (není vodotěsný)

Napájení: 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz

Nejlepší poměr velikost / intenzita světla na trhu!

Kompatibilní se světelnými kabely Storz® (volitelně Olympus®).

Světelný zdroj se prodává se světelným kabelem Storz.



**11-ENDO-
UBI30W**

EDH Ubi Light světelný zdroj

52 390 Kč

EDH Instrumentarium

Elevátory

Burgess classic set

Sada burgess classic umožňuje extrakci vlčích zubů.

Skládá se z:

- 1 rukojeti
- 1 rovného nástavce
- 1 zakřiveného nástavce
- 4 vyměnitelné hlavy, vyříznuté nebo kruhové, podle vašeho výběru

Nerezová ocel



11-STO-KB02

EDH Burgess classic set,
vykousnuté hlavy

2 486 Kč

11-STO-KB03

EDH Burgess classic set,
kruhové hlavy

2 486 Kč

Náhradní hlavy pro Burgess classic set kruhové

Dostupné v průměrech: 4, 6, 8, 10 a 12 mm.



11-STO-TFB4	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic kruhová 4 mm	380 Kč
11-STO-TFB6	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic kruhová 6 mm	380 Kč
11-STO-TFB8	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic kruhová 8 mm	380 Kč
11-STO-TFB10	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic kruhová 10 mm	380 Kč
11-STO-TFB12	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic kruhová 12 mm	380 Kč

Náhradní hlavy pro Burgess classic set vykousnuté

Dostupné v průměrech: 4, 6, 8, 10 a 12 mm.



11-STO-TOB4	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic vykousnutá 4 mm	380 Kč
11-STO-TOB6	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic vykousnutá 6 mm	380 Kč
11-STO-TOB8	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic vykousnutá 8 mm	380 Kč
11-STO-TOB10	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic vykousnutá 10 mm	380 Kč
11-STO-TOB12	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic vykousnutá 12 mm	380 Kč

Elevátor vlčích zubů zahnutý

Zakřivený elevátor vpravo nebo vlevo pro extrakci vlčího zubu.

Délka: 15,5 cm

Nerezová ocel.



11-STO-ECDDL	EDH Elevátor vlčích zubů zahnutý, pravý	702 Kč
11-STO-ECGDL	EDH Elevátor vlčích zubů zahnutý, levý	702 Kč

MINI-PICS

Mini-Pics nástroj pravý nebo levý pro extrakci úlomků a odstranění zubního kamene.

Protiskluzová rukojeť i s mokřýma rukama.

Délka: 13,5 cm

Nerezová ocel.



11-STO-MPGD	EDH nástroj MINI-PICS pravý	702 Kč
11-STO-MPGG	EDH nástroj MINI-PICS levý	702 Kč

Sada 2 elevátorů

1 rovný elevátor + 1 zakřivený elevátor pro extrakci vlčích zubů a úlomků, vyhýbá se palatinové tepně.

Délka: 23 cm

Nerezová ocel.



11-STO-L2EDL	EDH Sada 2 elevátorů	1 463 Kč
---------------------	----------------------	-----------------

Sada 6 elevátorů

Sada 6 nerezových elevátorů pro extrakci vlčích zubů, fragmentu vlčích zubů a řezáků.

Nerezová ocel.



**11-STO-
KIT6E01IC**

EDH Sada 6 elevátorů

2 486 Kč

Sada 6 elevátorů a řezáky

Sada složená z:

- 7 mm rovné
- 7 mm zakřivené
- 7 mm zpětná křivka
- 10 mm rovné
- 10 mm zakřivené
- 10 mm zpětná křivka

Použití: extrakce řezáků

Délka: 26 cm

Nerezová ocel.



11-STO-L5EI

EDH Sada 6 elevátorů na řezáky

5 850 Kč

Trojúhelníkový elevátor

Trojúhelníkový elevátor pravý nebo levý pro extrakci úlomků a oddělení dásní.

Délka: 15,5 cm

Nerezová ocel.



11-STO-ETG-L

EDH Trojúhelníkový elevátor levý

910 Kč

11-STO-ETG-R

EDH Trojúhelníkový elevátor pravý

910 Kč

8" zahnuté kleště na vlčí zuby

Použití: vlčí zuby, čepičky, extrakce fragmentů.

Díky protiskluzové rukojeti můžete pracovat i když máte mokré ruce.

Délka: 20 cm

Nerezová ocel.



11-DAV-DCDL8

EDH 8" zahnuté kleště 20 cm

1 112 Kč

Kleště na kořeny vlčích zubů

Použití: extrakce vlčích zubů a úlomků kořene.

Délka: 20 cm

Nerezová ocel.



11-DAV-DDLF20 EDH Kleště na kořeny vlčích zubů
20 cm

2 048 Kč

Kleště na řezáky Kachní zobák

Použití: extrakce řezáků.

Délka: 28 cm

Nerezová ocel.



11-STO-DAVDI11 EDH Kleště na řezáky Kachní zobák
28 cm

3 276 Kč

Kleště na kořeny vlčích zubů dlouhé

Použití: extrakce vlčích zubů a úlomků kořene.

Délka: 31,5 cm

Nerezová ocel.



11-DAV-DDLFL30 EDH Kleště na kořeny vlčích zubů
dlouhé 31,5 cm

2 486 Kč

Oddělovač řezáků

Umožňuje oddělit řezáky pro extrakci.

Díky protiskluzové rukojeti můžete pracovat i když máte mokré ruce.

Délka: 18 cm

Nerezová ocel.



11-DAV-DSI001 EDH Oddělovač řezáků 18 cm

819 Kč

Sada 4 kleští na vlčí zuby

Použití: extrakce vlčích zubů a úlomků kořene.

2x rovné a 2x 90° zaúhlené kleště.

Dodáváno s pouzdem.

Nerezová ocel.



11-DAV-LDL04 EDH Sada 4 kleští na vlčí zuby **4 388 Kč**

Kleště na moláry 4 hrotové

Délka 49 cm (19"): extrakce molárů, které velmi málo vyčnívají z dásně, nepravidelné zuby, zlomené zuby. Ideální pro starší koně nebo mléčné zuby.



11-DAV-DU4D04 EDH 4 hrotové kleště 49 cm (19") **8 483 Kč**

Kleště na diastema

Použití: umožňuje čištění diastemat.

Délka: 30 nebo 35 cm

Nerezová ocel.



11-DAV-DDF06	EDH Kleště na diastema 30 cm	3 218 Kč
11-DAV-DDF07	EDH Kleště na diastema 35 cm	3 218 Kč

Kleště na diastema Aligátor

Kleště Aligátor jsou dostupné v provedení 15, 25, 30, 40 nebo 50 mm.

Umožňuje čištění diastemat.

Délka: 40,5 cm

Nerezová ocel.



11-STO-LDC15	EDH Kleště Aligátor 15 mm	2 925 Kč
11-STO-LDC25	EDH Kleště Aligátor 25 mm	2 925 Kč
11-STO-LDCC01	EDH Kleště Aligátor 30 mm	2 925 Kč
11-STO-LDC45	EDH Kleště Aligátor 45 mm	2 925 Kč
11-STO-LDCC55	EDH Kleště Aligátor 55 mm	2 925 Kč

Kleště na diastema s dvojitou hlavou

Použití: umožňuje péči o diastema.

Délka: 32 cm

Nerezová ocel.



11-DAV-DDF08	EDH Kleště s dvojitou hlavou 32 cm	3 218 Kč
---------------------	------------------------------------	-----------------

Kleště na čepičky 4 hrotové

Délka 41cm (16"): extrakce mléčných a molárních zubů na ponících.

Nerezová ocel.



11-DAV-DDL4D EDH 4 hrotové kleště 41 cm (16") **6 435 Kč**

Kleště na čepičky typu Hewson

Čelist Hewsonových kleští je větší než u Reynoldse.

Umožňuje extrahovat lakteální uzávěry.

Snadné použití díky zakřivené poloze.

Dostupné také s okraji, které zabraňují vyklouznutí kleští z rukou.

Délka: 41 cm

Nerezová ocel.



11-DAV-DSH02 EDH Kleště typu Hewson 41 cm **5 850 Kč**

Košské zoubkované molární kleště

Vroubkované molární kleště dostupné ve velikosti koně nebo poníka. Na kleštích pony jsou čelisti menší.

Použití: molární extrakce

Délka modelu pro koně: 48 cm

Délka modelu pro poníky: 40,5 cm

Nerezová ocel.



11-DAV-DM03 EDH Košské zoubkované molární kleště 48 cm **9 945 Kč**

11-DAV-DMP04 EDH zoubkované molární kleště pro poníky 40,5 cm **6 435 Kč**

Molární kleště oddělovací koňské

Molární kleště oddělovací koňské (4, 5 a 6 mm).

Použití: k oddělení zubů před extrakcí.

Délka: 48 cm

Nerezová ocel.



11-DAV-DSM07 EDH Molární kleště oddělovací koňské 48 cm / 4 mm **8 190 Kč**

11-DAV-DSM08 EDH Molární kleště oddělovací koňské 48 cm / 5 mm **8 190 Kč**

11-DAV-DSM06 EDH Molární kleště oddělovací koňské 48 cm / 6 mm **8 190 Kč**

Molární kleště oddělovací pro poníky

Použití: k oddělení zubů před extrakcí.

Délka: 40,5 cm

Nerezová ocel.



11-DAV-DSP02 EDH Molární kleště oddělovací pro poníky 40,5 cm **7 313 Kč**

Zoubkované Maxilární molární kleště

Použití: extrakce maxilárních molárů a pro širší zuby.

Délka: 49 cm

Nerezová ocel.



11-DAV-DMM EDH Zoubkované molární kleště 49 cm **9 945 Kč**

Kleště fragmentové extrakční Kachní zobák

Použití: extrakce lícních zubů při omezeném přístupu v ústech.

Délka: 48,5 cm

Nerezová ocel



11-DAV-BCL	EDH Kleště extrakční Kachní zobák 48,5 cm	8 190 Kč
-------------------	--	-----------------

Kleště na sagitální fragmenty

Použití: umožňuje extrakci sagitálních fragmentů.

Délka: 48,5 cm

Nerezová ocel.



11-DAV-DSF01	EDH Kleště na sagitální fragmenty 48,5 cm	6 435 Kč
---------------------	--	-----------------

Kleště fragmentové na moláry

Použití: umožňuje extrakci molárních fragmentů. Dostupné v univerzální (odolnější) nebo ve velikosti 4, 6 a 8 cm.

Délka: 48,5 cm

Nerezová ocel.



11-DAV-DFMU	EDH Kleště fragmentové - univerzální	6 435 Kč
11-DAV-DFM4	EDH Kleště fragmentové - 4 cm	6 435 Kč
11-DAV-DFM6	EDH Kleště fragmentové - 6 cm	6 435 Kč
11-DAV-DFM8	EDH Kleště fragmentové - 8 cm	6 435 Kč

Dvojitá kyreta

Dvojitá kyreta. Průměr 5mm a 6mm.

Délka: 20,5 cm

Nerezová ocel.



11-STO-CURD56	EDH Dvojitá kyreta 5 a 6 mm, 20,5 cm	1 316 Kč
----------------------	--------------------------------------	-----------------

Kyreta

K dispozici v průměru 2 mm, 4 mm nebo 6 mm.

Použití: kyretáž kosti, apexu, fragmentů a extrakci fragmentů.

Délka: 16,5 cm

Nerezová ocel.



11-STO-CUR02	EDH Kyreta 2 mm, 16,5 cm	878 Kč
11-STO-CUR04	EDH Kyreta 4 mm, 16,5 cm	878 Kč
11-STO-CUR6	EDH Kyreta 6 mm, 16,5 cm	878 Kč

Rongeur Classic

Použití: extrakce úlomků, štípání výčnělků kosti, kůže atd...

Díky protiskluzové rukojeti můžete pracovat i když máte mokré ruce.

Délka: 18 cm

Nerezová ocel.



11-STO-PGC	EDH Rongeur Classic 18 cm	2 194 Kč
-------------------	---------------------------	-----------------

Rongeur přímý

Použití: extrakce úlomků, štípání výčnělků kosti, kůže atd...

Díky protiskluzové rukojeti můžete pracovat i když máte mokré ruce.

Délka: 23 cm

Nerezová ocel.



11-STO-PGDRD2	EDH Rongeur přímý 23 cm	3 803 Kč
----------------------	-------------------------	-----------------

Rongeur zaúhlený

Použití: extrakce úlomků, štípání výčnělků kosti, kůže atd...

Díky protiskluzové rukojeti můžete pracovat i když máte mokré ruce.

Délka: 23 cm

Nerezová ocel.



11-STO-PGRC01	EDH Rongeur zaúhlený 23 cm	3 803 Kč
----------------------	----------------------------	-----------------

Dentální sonda

Dentální sonda s výměnnou hlaví pro koňskou stomatologii.

Délka: 40 cm

Nerezová ocel.



11-STO-SDE	EDH Dentální sonda s výměnou hlaví 40 cm	1 404 Kč
11-STO-RTSE01	EDH Náhradní hlavice pro dentální sondu	351 Kč

Držák pro endodontické nástroje

Délka dlouhého držáku: 42 cm

Délka krátkého držáku: 18 cm

Nerezová ocel.



11-EN-L2L	EDH Držák pro endodontické nástroje sada	4 388 Kč
------------------	--	-----------------

Parodontální excavator

Pravý nebo levý

Délka: 46,5 cm

Nerezová ocel



11-STO-PPGG	EDH Parodontální excavator levý, 46.5 cm	1 404 Kč
11-STO-PPDG	EDH Parodontální excavator pravý, 46.5 cm	1 404 Kč

Pásková parodontální sonda

Použití: měření hloubky diastematu nebo dutiny.

Délka: 45 cm

Nerezová ocel.



11-STO-SDPE02	EDH Pásková parodontální sonda 45 cm	1 609 Kč
----------------------	--------------------------------------	-----------------

Sada 2 gingiválních elevatorů

Použití: pro molární extrakci.

Délka: 36 cm

Nerezová ocel.



11-ART0035 EDH Sada 2 gingiválních elevatorů **2 925 Kč**

Štáradlo dlouhé zahnuté

Použití: k čištění diastemy a k odstranění úlomků.

Délka: 39,5 cm

Nerezová ocel.



11-STO-LPC EDH Štáradlo dlouhé zahnuté 39,5 cm **1 024 Kč**

Štáradlo Gingiva 90°

Použití: k čištění diastem, kazů a zbytků jídla.

Délka: 47 cm

Nerezová ocel.



11-STO-PG01 EDH Štáradlo Gingiva 90°, 47 cm **1 404 Kč**

Sada 3 molárních štáradel

Použití: extrakce molárů a čištění zubů.

Délka: 50 cm

Nerezová ocel.



11-STO-L3PDM EDH Sada 3 molárních štáradel 50 cm **2 340 Kč**

Sada - výměnné elevátory, separátory, 2 rukojeti

Sada obsahuje:

- 1 rukojeť se sklonem 0°
- 1 rukojeť se sklonem 8°
- 5 separátorů různých délek
- 5 elevátorů různých délek

Prodává se bez stojánku na hlavy.

Použití: molární extrakce

Délka rukojetí bez hlav: 36 cm

Nerezová ocel.



11-STO-EIS02

EDH Sada výměnné elevátory,
separátory, 2 rukojeti

5 265 Kč

Sada - výměnné elevátory, separátory, 3 rukojeti

Sada obsahuje:

- 1 rukojeť se sklonem 0°
- 1 rukojeť se sklonem 8°
- 1 rukojeť se sklonem 30°
- 5 separátorů různých délek
- 5 extraktorů různých délek
- 5 kyret různých délek
- 5 sond různých délek
- stojánek na hlavy

Použití: molární extrakce.

Délka rukojetí bez hlav: 36 cm

Nerezová ocel.



11-STO-EIS03

EDH Sada výměnné elevátory,
separátory, 3 rukojeti

8 775 Kč

Zubní zrcátko 25mm čočka

Zubní zrcátko 25mm s úhlem 25° pro koňskou stomatologii a veterinární použití.

Délka: 38 cm

Nerezová ocel.



11-STO-M25 EDH Zubní zrcátko 25mm čočka **1 112 Kč**

Zubní zrcátko 40mm čočka

Zubní zrcátko 40mm s úhlem 25° pro koňskou stomatologii a veterinární použití.

Délka: 40,5 cm

Nerezová ocel.




11-STO-M40 EDH Zubní zrcátko 40mm čočka **1 170 Kč**

Zubní zrcátko 25mm čočka, výměnné hlavice

Prodává se se 4 náhradními hlavice, celkem tedy 5 hlavice.

Délka: 44,5 cm

Nerezová ocel




11-STO-MI01 EDH Zubní zrcátko 25mm čočka, výměnné hlavice **3 510 Kč**

Zubní zrcátko 50mm čočka

Zubní zrcátko 50mm s úhlem 25° pro koňskou stomatologii a veterinární.

Délka: 47,5 cm

Nerezová ocel.



11-STO-MD01 EDH Zubní zrcátko 50mm čočka **1 755 Kč**

Náhradní zrcátko 40 a 50 mm

Náhradní zrcátko k dispozici v 40 nebo 50 mm.




11-STO-ACC01	EDH Náhradní zrcátko 40 mm	176 Kč
11-STO-ACC02	EDH Náhradní zrcátko 50 mm	176 Kč

Extrakční páka Fulcrum

Použití: pomáhá při extrakci molárů páčením. Různé velikosti na každé straně, které vám pomohou při extrakci.

Délka: 43 cm

Nerezová ocel.



11-DAV-FULC1	EDH Fulcrum 43 cm	1 755 Kč
---------------------	-------------------	-----------------

Výměnný Fulcrum

Použití: opěrný bod pomáhá při extrakci molárů páčením.

Různé velikosti vám pomohou při extrakci.

Délka: 43 cm

Nerezová ocel.



11-STO-L8F02	EDH Výměnný Fulcrum	3 803 Kč
---------------------	---------------------	-----------------

Kladívko s nylonovým koncem

Kladivo s vyměnitelným nylonovým koncem. 400 gramů.

Délka: 19,5 cm

Nerezová ocel.



11-STO-MBN1	EDH Kladívko s nylonovým koncem 19,5 cm	1 901 Kč
--------------------	---	-----------------

Miska zahnutá

Rozměr: 30 cm x 14 cm x 4 cm.

Nerezová ocel.



11-STO-BH012 EDH Miska zahnutá **878 Kč**

Spatula

K odstranění zbytků jídla a zubního kamene.

Délka: 17,5 cm

Nerezová ocel.



11-STO-S01 EDH Spatula 17,5 cm **527 Kč**

Nůžky zahnuté

Délka: 20 cm

Nerezová ocel.



11-STO-CC02 EDH Nůžky zahnuté 20 cm **1 024 Kč**

Střevní svorky

Svorky, rovné nebo zahnuté.

Délka: 18 cm.

Nerezová ocel.



11-STO-PCD05 EDH Střevní svorka 18 cm rovná **585 Kč**

11-STO-PCC04 EDH Střevní svorka 18 cm zahnutá **1 170 Kč**

Střevní svorky dlouhé

Dlouhé střevní svorky.

Délka: 40,5 cm.

Nerezová ocel.



Medcomplex s.r.o.

11-STO-PCCDL05 EDH Střevní svorka dlouhá 40,5 cm **1 755 Kč**

Úložný box

Je vybaven háčkem pro zajištění uzávěru a zabránění náhodnému otevření.

Ideální pro uložení stomatologického vybavení, hlav a diamantových násadců.

Rozměry: 30 cm x 15 cm x 5,5 cm.

Nerezová ocel.



Medcomplex s.r.o.

11-STO-BRI EDH Úložný box **995 Kč**

EDH Čištění, Dezinfekce, Mazání

Ballistol olej

Aktivní složky obsažené v Ballistolu jsou přírodního původu.

Ballistol je bez pryskyřice a kyselin a je odolný vůči časové degradaci.

Je to velmi dobrý přípravek k promazání vašeho nářadí při respektování flóry koní.

K dispozici v 200 ml (ve spreji) nebo 500 ml.



Medcomplex s.r.o.

11-FRA-SB200 EDH Ballistol olej 200 ml **219 Kč**

11-FRA-SB500 EDH Ballistol olej 500 ml **414 Kč**

Deterback

Čistící a dezinfekční prostředek k namáčení nebo k použití v ultrazvukových přístrojích.

5L



Medcomplex s.r.o.

11-DES-DID5 EDH Deterback 5l **2 210 Kč**

Dezinfekční prostředek Steri-7

Steri-7 dezinfekční prostředek pro každodenní zubní lékařství koní k dezinfekce nástrojů.

Dezinfekční prostředek, který zlikviduje 99,9999 % patogenů během několika sekund!

Baktericidní, virucidní, fungicidní a sporicidní účinek.

Balení: 5l



Medcomplex s.r.o.

11-SOI-DCS7	EDH Dezinfekční prostředek Steri-7	2 867 Kč
--------------------	------------------------------------	-----------------

Kartáč nerezový

Nerezový kartáč na čištění diamantových fréz.

Malý: délka 16,5 cm, výška 1,5 cm

Velký: délka 26,5 cm, výška 3 cm



Medcomplex s.r.o.

11-ACC-PBI02	EDH Nerezový kartáč standardní	138 Kč
11-ACC-BIF04	EDH Nerezový kartáč malý	387 Kč

Mazací pistole

Mazací pistole umožňuje mazat násadce vybavené maznicí.



Medcomplex s.r.o.

11-FRA-PG1	EDH Mazací pistole	414 Kč
-------------------	--------------------	---------------

Nádoba na vazelínu

Pro použití na vnitřním hnacím kabelu a vnitřních prodloužených násadcích (Quick System a Spray System). 35 ml.



Medcomplex s.r.o.

11-FAB-PG	EDH Nádoba na vazelínu	111 Kč
------------------	------------------------	---------------

Orapi vazelína pro rukojeti

Orapi vazelína na násadce a rukojeti pro prodloužení životnosti výrobků.

Odolává vodě a detergentům. K přímému a centrálnímu mazání. K mazání ložisek, mechanismů.

Používá se s mazací pistolí.



11-FRA-GAF04 EDH Orapi vazelína pro rukojeti 483 Kč

EDH Zubní péče

Dávkovací pistole 3M

Pro použití kartuše 3M 50ml.

Kompatibilní s kompozitní kazetou Voco.



11-SOI-P3M EDH Dávkovací pistole 3M 3 364 Kč

Pure Green 24

PureGreen24 (prodáváný také jako Thrush Ender) je založen na patentované technologii, dihydrogencitrátu stříbra (SDC). Je to první nová antimikrobiální látka po desetiletích. SDC je elektrolyticky generovaný zdroj stabilizovaného iontového stříbra, který, když je formulován jako dezinfekční prostředek, je bezbarvý, bez zápachu a nebarví.



11-SOI-PG24120 EDH Pure Green 24, 120 ml 230 Kč

11-SDC-PG960 EDH Pure Green 24, 960 ml 608 Kč

EquiDent Matrix 300g

EquiDent Matrix je 100% organický a přírodní produkt podporující zdravé zuby a dásně.

Posiluje a chrání zuby a dásně. Zmírňuje bolesti zubů, lepší regeneraci sliznice a dásní při diastemii, zánětu, paradentóze, extrakci s infekcí, zubním kazu, nepříjemných pocitů z uvidla, vážných tržných ráanách v dutině ústní a podpoře při různých zubních onemocněních jako je EOTRH (Equine Odontoclastic Tooth resorption). Hypercementóza).



11-SOI-EDM02 EDH EquiDent Matrix 300g 2 218 Kč

Leptací gel

Používá se k přípravě dutiny před aplikací lepidla Voco.
Kyselina fosforečná 37%.



11-SOI-GMAP05	EDH Leptací gel	234 Kč
----------------------	-----------------	---------------

Pryskyřičný kompozit Voco Structur 2 SC

Kompozitní pryskyřice Voco bez vytvrzování světlem.
Pro kazy, vytváří můstky pro diastemata.
Náplň 75g.



11-SOI-RS2	EDH Pryskyřičný kompozit Voco Structur 2 SC	4 095 Kč
-------------------	---	-----------------

Otiskovací materiál Putty 3M

Vše velmi přesné, aby dočasně vyplnilo diastemu nebo zablokovalo prostory po extrakci moláru.

VPS 3M Putty k nanášení pomocí 3M dávkovací pistole

Balení obsahuje:

- 1 kartuši o objemu 50 ml
- 4 míchací hroty
- 4x spotřební materiál pro intraorální špičky



11-SOI-PVPS3M	EDH Otiskovací materiál Putty 3M	1 170 Kč
----------------------	----------------------------------	-----------------

Přírodní bio dezinfekce

Koncentrovaný roztok k ředění ve vodě, vyrobený z organických esenciálních olejů 100%. Respektuje přirozenost koňské tlamy.

Určeno pro ústní vodu před a po zásahu lékaře nebo běžné péči po ráně nebo extrakci zubu.

Produkty vyvinuté ve spolupráci s Loen.

Klíčové prvky esenciální oleje ze skořice, čajovníku, Niaouli, Oregano, ravensare, voda.

K dispozici v 250 ml, 500 ml nebo 5 l.



11-SOI-ABB025	EDH Přírodní bio dezinfekce 250 ml	1 050 Kč
11-SOI-ABB05	EDH Přírodní bio dezinfekce 500 ml	1 658 Kč
11-SOI-ABB5	EDH Přírodní bio dezinfekce 5 l	13 813 Kč

Ručně míchaný zubní tmel

Ruční směs VPS zubní tmel.

Ideální pro dočasné vyplnění diastema, blokování prostor po extrakci moláru.

Doba tuhnutí 2min30s

Hrnec 445 g



11-SOI-PIM	EDH Ručně míchaný zubní tmel	2 340 Kč
------------	------------------------------	----------

Sada 10 míchacích koncovek lueur lock

Sada 10 dlouhých mixovacích špiček s konektorem lueur lock pro použití s jehlami.



11-SOI-L10EM	EDH Sada 10 míchacích koncovek s konektorem lueur lock	1 521 Kč
--------------	--	----------

Sada 10 míchacích hrotů

Sada 10 dlouhých míchacích špiček s intraorálním konektorem pro pryskyřici nebo pastu VPS.



11-SOI-L5EML	EDH Sada 10 míchacích hrotů	1 170 Kč
--------------	-----------------------------	----------

Trauma Buccal

Trauma Buccal je přírodní produkt k hojení ran v tlamě koně a zmírnění všech kostních traumat.



11-ART0009	EDH Trauma Buccal	838 Kč
------------	-------------------	--------

Voco adhesive

Lepidlo Voco, tuhnoucím světlem.
Aplikujte před pryskyřicí.



Medcomplex s.r.o.

11-SOI-AFU04

EDH Voco adhesive

88 Kč

Vytvrzovací světlo

Vlastnosti:

- Výkon 1250 mW / cm², bez zvýšení teploty
- Vyzařování v nejúčinnějším světelném spektru a nejvhodnější pro všechny kompozity
- Polymerace celého kompozitu v tloušťce 3 mm za 10 sekund!

MiniLED BLACK, základy technologie

- Vícevláknové optické sklo
- Rukojeť z eloxovaného hliníku
- Electronics CMS poslední generace



Medcomplex s.r.o.

11-SOI-LPML02

EDH Vytvrzovací světlo

16 380 Kč

EDH Příslušenství a nábytek

Nerezový kbelík 10L



Medcomplex s.r.o.

11-ACC-SIE10L

EDH Nerezový kbelík 10L

1 519 Kč

Nerezový kbelík s gumou 12l



Medcomplex s.r.o.

11-ACC-SI12LC

EDH Nerezový kbelík s gumou 12l

2 348 Kč

Ohřivač vody

V zimě to bude váš společník.

Ideální a nezbytný pro zimní stomatologii, umožňuje vám pracovat v nejméně příznivých podmínkách tím, že máte horkou vodu rychle (asi 5 minut). Visí na okraji kbelíku (používejte pouze kovové kbelíky).



11-ACC-CH1000W

EDH Ohřivač vody

691 Kč

Ochranné brýle

Ochranné brýle ideální pro praxi koňské stomatologie. Velmi lehké a pohodlné, ochrana proti posouvání, úprava proti zamlžení.



11-ACC-LDS

EDH Ochranné brýle

1 160 Kč

Židlička SCANDroid

Scandroid je dokonalé modulární sedadlo, ideální pro každého mobilního veterináře a koňského zubaře.

Se svými 4 různými pracovními polohami je Scandroid všestranným, snadno použitelným doplňkem každé dnešní veterinární a koňské zubní praxe.

Scandroid se snadno nastavuje a je lehký, proto se dobře přepravuje. Pod sedadlem má Scandroid úložný prostor pro všechny potřebné nástroje, a to i během přepravy.

5 pojzdových kol, 2 kola jsou dodávána s aretací.

Scandroid je zdravotnický výrobek třídy 1 s označením CE.



11-ACC-SRRS1	EDH Židlička SCANDroid bez prodloužení	15 194 Kč
11-ACC-SRRSEC	EDH krátké prodloužení pro Scandroid	2 901 Kč
11-ACC-SRRSEL	EDH Dlouhé prodloužení pro Scandroid	2 901 Kč

EDH Anestézie

Anestetická pistole

Ideální pistole pro aplikaci lokálního nebo intraligamentálního anestetika.

Pro použití s 1,8ml kartuší.

Nerezová ocel.

Jehla a kartuše nejsou součástí balení.

Jehly pasují pouze na injekční stříkačky s evropským závitem.



Medcomplex s.r.o.

11-ACC-SALP

EDH Anestetická pistole

7 313 Kč

Držák anestetické stříkačky

Držák na anestetickou stříkačku.

K dispozici ve velikosti 8 cm, 25 cm nebo 40 cm.

Ideální pro aplikaci lokálního anestetika.

Pro použití s 1,8 ml kartuší.

Nerezová ocel.

Jehly a kartuše nejsou součástí balení.

Jehly pasují pouze na injekční stříkačky s evropským závitem.



11-ACC-SAL8

EDH Držák anestetické stříkačky 8 cm

1 404 Kč

11-ACC-SAL1825

EDH Držák anestetické stříkačky 25 cm

4 241 Kč

11-ACC-SAL2240

EDH Držák anestetické stříkačky 40 cm

4 534 Kč

ROZVĚRAČE AM1

Rozvěrač tlamy pro koně CLASIC

Rozvěrač tlamy ohlávkový CLASIC slouží pro fixaci tlamy koně při stomatologických zákrocích, broušení zubů, atp. Rozvěrač má zubové západky jimiž lze regulovat otevření tlamy. Balení obsahuje skusové destičky INCISOR a CLASIC



03-HMOC-IC

Koňský rozvěrač tlamy CLASIC AM1 s plátky INCISOR a CLASIC

7 820 Kč

Rozvěrač tlamy pro koně OPTIMUM



03-HMOO-ICW

Koňský rozvěrač tlamy AM1 OPTIMUM s plátky INCISOR, CLASIC a WIDE

15 875 Kč

Medcomplex s.r.o.

Masty 1

518 01 Dobruška

Czech Republic

email: info@medcomplex.cz

mobil: +420 776 270 683

Ceny jsou uvedeny bez DPH / ks bez nákladů na dopravu a jsou platné ke dni vydání nabídky (3.1.2024).